



GC Metal Primer Z

Junak za
vsa vaša ogrodja iz
kovine
En korak od kompozitnega
cementa do adhezivnega
agenta za kovino

GC

Iščete adhezivno sredstvo, ki ustvari močno vez med kovinskim ogrodjem in katerim koli tipom kompozitnega cementa?

Z Metal Primer Z je GC pripeljal naslednika dokazano učinkovitega Metal Primer II, ki je bil veliko let izbira mnogih zobozdravnikov.

S svojima 2 funkcionalnima monomerama bo Metal Primer Z ustvaril še močnejšo vez. Vezava na žlahtne kovine je izboljšana zaradi **MDTP** monomere.

Druga monomera, **MDP** omogoča močno vez na ne-žlahtne kovine in celo na cirkonij za določene indikacije.



Metal Primer Z izstopa zaradi teh lastnosti:

- Hiter in enostaven postopek
 - Ni zahtev po dodatnih pripomočkih ali opremi
- Brez priprave s toploto
 - Izognemu se T.E.C. spremembam
- Ustvari trajno vez, tudi v vlažnem okolju
 - Lahko se nanese direktno v ustih
- Univerzalna uporaba
 - Lahko se uporablja za vse dentalne kovine in akrilate



009295 GC Metal Primer Z, 5 ml

Kadarkoli delate z ogrodji iz kovine in kompozitnimi cementi, izberite tega vsestranskega junaka vseh časov.

- Aplikacija (opačnega) kompozitnega cementa na ogrodja iz kovine & cirkonija za prevleke in mostovne konstrukcije
- Vezava ali popravilo zobnih protez s kovinsko bazo, zapon in pripojnih elementov (attachments)



Metal Primer Z korak za korakom



Peskanje

Aplikacija

Kompozit/Opačen

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
 GCEEO Slovenia
 Šlandrov trg 40
 SLO - 3310 Žalec
 Tel. +386.3.710.32.70
 Fax. +386.3.710.32.71
 slovenia@eoo.gceurope.com
 www.eoo.gceurope.com

GC