

MI Varnish

behandelt overgevoelige tanden
en zorgt voor langdurige bescherming

Ondersteunt, vult aan
en beschermt met
één penseelstreek



Since 1921
100 years of Quality in Dental



Ondersteunt, vult aan en beschermt met één penseelstreek

GC introduceert MI Varnish en biedt daarmee **extra ammunitie** voor uw minimum interventie behandelingen. Naast het effectief bedekken van tandoppervlakken biedt MI Varnish **substantieel meer dan de gemiddelde** fluoridelak.


MI Varnish levert een krachtige dosis fluoride met een extra booster effect van calcium- en fosfaationen dankzij de gepatenteerde **Recaldent™** technologie.

Hoe werkt MI Varnish?

Door het wereldwijd bekende Recaldent biedt MI Varnish patiënten een voorsprong als het op cariësbescherming aankomt.


Zonder MI Varnish

In een zure mondomgeving lekken calcium-, fosfaat- en hydroxyl ionen uit de tand. Dit maakt de tand zwakker en meer kwetsbaar.




Met MI Varnish

De combinatie van fluoride, calcium en fosfaat vormt een sterke beschermelaag. De neutrale pH-waarde van 6,6 maakt het tandglazuur beter bestand tegen zuren en verhindert demineralisatie.



Laklaag met "depot effect"

In een zure mondomgeving geeft de laklaag calcium en fluoride af. Hierdoor staan de tanden niet meer rechtstreeks bloot aan zuur-aanvallen.



Fluoridelak kan in verschillende klinische situaties overgevoeligheid voorkomen:



Cervicaal
Bron: Prof. Ivana Miletic, Kroatië




Na professionele mechanische gebitsreiniging
Bron: Prof. Ivana Miletic, Kroatië




Occlusale slijtage
Bron: José Zalba, Spanje



MIH
Bron: Patricia Gatón, Spanje



*is geen geregistreerd handelsmerk van GC Europe



- MI Varnish dringt door in dentinekanalen, sluit ze af en verlicht daarmee de pijn prikkel
- De hoge initiële fluoride-afgifte minimaliseert overgevoeligheid en versterkt het glazuur



- ✓ Het eenvoudige gebruik vraagt geen voorbereiding of profylaxis
- ✓ Een snelle en vlotte werkwijze, klaar binnen enkele minuten

- ✓ Hecht zich snel aan het penseeltje, vloeit ook in moeilijk bereikbare delen
- ✓ Bedekt alle tandoppervlakken gelijkmatig en effectief



- ✓ MI Varnish hardt uit zodra het in contact komt met water of speeksel, zonder klonteren of stollen
- ✓ Smeuige consistentie en doelmatige filmdikte, zelfs wanneer aangebracht in meerdere lagen

- ✓ Beschikbaar in twee smaakvarianten, munt & aardbei
- ✓ Aangename smaak voor de patiënt



- ✓ Neutrale kleur, met een natuurlijke lichtdoorlatendheid
- ✓ Geen kleurverandering na aanbrengen op de tanden

MI Varnish, in ieders voordeel!

MI Varnish maakt deel uit van een volledige MI behandelstrategie



GC biedt tandartsen de nodige instrumenten voor het doorlopend kunnen aanbieden van minimum interventie-zorg, met behulp van een pasklaar productengamma voor diagnose, preventie en behandeling. **MI Varnish zorgt voor bescherming op hoog niveau en vermindert overgevoeligheid direct aan de stoel, terwijl MI Paste gebruikt kan worden voor de nazorg bij de patiënt thuis, waarmee de effectiviteit van remineralisatie verder kan worden uitgebouwd.**



In de tandartspraktijk

Professioneel, regelmatig gebruik van MI Varnish, afhankelijk van de indicatie en specifieke patiëntbehoeften.



Thuis

Dagelijks gebruik van Tooth Mousse of MI Paste Plus zorgt voor continue remineralisatie en bescherming tegen cariës.

RECALDENT™ en het RECALDENT™-logo zijn gelicentieerde handelsmerken van de Mondelēz International-groep. RECALDENT™ is een derivaat van melkcaseïne en is lactosevrij. Niet gebruiken bij patiënten met een allergie voor melkproteïnen en/of hydroxybenzoaat.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

MI Treatment Bestelinformatie

MI Varnish Intro pack

10003389 MI Varnish Introductie verpakking,
10 unit doses MI Varnish (5 Aardbei + 5 Munt),
0.40 ml per unit dose, en 20 penseeltjes

MI Varnish Navulverpakkingen, 35 unit doses, 0.40 ml per unit dose, en 50 penseeltjes

10003390 Aardbei
10003391 Munt

MI Varnish Kliniekverpakking, 100 unit doses MI Varnish, 0.40 ml per unit dose en 100 penseeltjes

10003392 Aardbei
10003393 Munt

GC MI Paste Plus

10003270 GC MI Paste Plus Promotionele 5-Pack,
Verpakking met 5 tubes, 40 g (35 ml) per tube,
1 van elke smaak (Meloen, Aardbei, Tutti-Frutti,
Munt, Vanille)
10001749 GC MI Paste Plus, 10-Pack Assortiment,
Verpakking met 10 tubes, 40 g (35 ml) per tube,
2 van elke smaak (Meloen, Aardbei, Tutti-Frutti,
Munt, Vanille)

GC MI Paste Plus, 10-Pack Verpakking met 10 tubes van één smaak, 40 g (35 ml) per tube

10001750 Munt
10001751 Aardbei
10001752 Meloen
10001753 Vanille
10001754 Tutti Frutti

Tooth Mousse

10003205 GC Tooth Mousse, Promotionele 5-Pack
Verpakking met 5 tubes, 40 g (35 ml) per tube,
van elke smaak (Meloen, Aardbei, Tutti-Frutti,
Munt, Vanille)
10001743 GC Tooth Mousse, 10-Pack Assortiment,
Verpakking met 10 tubes, 40 g (35 ml) per tube,
2 van elke smaak (Meloen, Aardbei, Tutti-Frutti,
Munt, Vanille)

Tooth Mousse, 10-Pack Verpakking met 10 tubes van één smaak, 40 g (35 ml) per tube

10001745 Aardbei
10001746 Meloen
10001747 Munt
10001748 Tutti Frutti
10001744 Vanille

GC EUROPE N.V.

Benelux Sales Department
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.18.60
info.benelux@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/nl-NL>