

Pripravite se za enostavne nanose kompozitov

z GC modelirno tekočino & Gradia čopiči



012244 - GC modelirna tekočina, Refill 6 ml EEP

900744 - GC komplet za modeliranje kompozitov EEP

001533 - GC GRADIA, čopič okrogel, n°1 x10

Vsebuje GC modelirno tekočino,

001534 - GC GRADIA, čopič raven, n°1 x10

Gradia čopič raven (x5), Gradia čopič okrogel (x5),

001535 - GC GRADIA, nosilec x2

Gradia nosilec (x2) & mešalni blok.

Odkrijte odlično rokovanje in estetiko združeno

z GC kompoziti v brizgah



Gradia Direct Anterior / Posterior / X



G-aenial Anterior / Posterior



Essentia

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Slovenia
Ulica talcev 1a
SLO - 3310 Žalec
Tel. +386.3.710.32.70
Fax. +386.3.710.32.71
slovenia@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

GC

z OLF 882 S1 01/18



Nanesi, oblikuj,
zagladi,
uživaj!

Nanašanje
kompozitov
je postalo
še lažje

z GC modelirno tekočino
& GC čopiči

GC

Poenostavite vaše delo s kompoziti z uporabo tehnike s čopiči

Restavracije z direktnimi kompoziti so lahko težavne: kompoziti se lahko lepijo na instrumente, lahko se težko oblikujejo v gladke površine, ki jih potrebujete in tako včasih ostanejo vidne linije robov...

Z uporabo čopičev in modelirne tekočine se lahko pri nanašanju kompozitov vse spremeni.



Hitro & enostavno aplikacija in oblikovanje



Gladka zaključna plast za krajši postopek poliranja



Neviden za najboljše estetske rezultate

Z uporabo čopiča namočenega v modelirno tekočino postanejo kompoziti manj lepljivi kar posledično pomeni enostavnejšo in hitrejšo aplikacijo & oblikovanje.

Nanos zadnje plasti z uporabo omočenega čopiča prav tako omogoča, da jo učinkovito naredimo gladko in dosežemo zelo lepo površino. To poenostavi končne postopke poliranja in prihrani dragocen čas.

Čeprav je rahlo rumena med aplikacijo, GC modelirna tekočina postane popolnoma transparentna po svetlobni polimerizaciji - kar zagotavlja najboljše estetske rezultate.



GC Modelirna tekočina je odličen močljiv smolnati resin za tehniko oblikovanja s čopiči:

- Optimalna **nizka viskoznost**
- **Popolnoma nevidna** po svetlobni polimerizaciji
- Zelo **preprost postopek**, ki prihrani čas
- 350 kapljic v steklenički za **350 restavracij!**
- Kompatibilen z **vsemi direktnimi kompoziti**
- Shranjevanje pri **sobni temperaturi**



Nasvidenje lepljivi kompoziti Nanesi, oblikuj, zagladi, uživaj!



Nanesi eno kapljico GC modelirne tekočine na mešalni blok.



Hitro jo uporabi in jo nato zaščiti pred svetlobo s pokrovom.



S čopičem se dotakni kapljice, da ga omočiš.



Odstrani viške modelirne tekočine z uporabo papirnate brisačke.



Uporabi raven plosk čopič za oblikovanje palatinalne skleninske stene.



Okrogel čopič se lahko uporabi za oblikovanje interproksimalnih delov.



Nanesi dentinski kompozit z uporabo ravnega ploskega čopiča.



Oblikuj dentinske mamelone z uporabo okroglega čopiča.



Oblikuj dentinske mamelone z uporabo okroglega čopiča. Zahvaljujoč čopiču bo imela zadnja plast gladko površino.

Prav tako optimalen za klinične primere posteriorno

Okrogel čopič pomaga oblikovati vrške in ponovno definirati obliko fisurnega sistema.



Čopič se lahko enostavno uporabi za lažji dostop posteriorno.



Čopič se lahko uporabi za nanos materiala od vrška do vrška.



Optimalen za ponovno ustvarjanje fisurnega sistema in površinske anatomije.