

## GC Optiglaze Color се издвојува со следниве својства и придобивки:

### Штеди време

- Спремен за употреба
- Светло-полимеризирачки, нема потреба од полирање
- Лесен за работа и апликација

### Совршена естетика

- Широка разновидност на достапни бои
- Долготраен сјај
- Тенок слој на лак (25-50 µm)

### Долготрајни резултати

- Висока отпорност на трошење
- Одлично долготрајно бондирање со широк спектар на материјали, базирани на полимери
- Висока отпорност на дисколорација



Пакувања

GC Optiglaze Color			
008408	OPTIGLAZE color, Сет	008417	OPTIGLAZE color темно-кафена, 2,6 ml
008409	OPTIGLAZE color A plus, 2,6 ml	008418	OPTIGLAZE color маслинаста, 2,6 ml
008410	OPTIGLAZE color B plus, 2,6 ml	008419	OPTIGLAZE color сива, 2,6 ml
008411	OPTIGLAZE color C plus, 2,6 ml	008420	OPTIGLAZE color сина, 2,6 ml
008412	OPTIGLAZE color бела, 2,6 ml	008421	OPTIGLAZE color лаванда, 2,6 ml
008413	OPTIGLAZE color млечно бела, 2,6 ml	008422	OPTIGLAZE color розева, 2,6 ml
008414	OPTIGLAZE color жолта, 2,6 ml	008423	OPTIGLAZE color црвена, 2,6 ml
008415	OPTIGLAZE color портокалова, 2,6 ml	008424	OPTIGLAZE color транспарентна, 5 ml
008416	OPTIGLAZE color розево-портокалова, 2,6 ml	008425	OPTIGLAZE color транспарентна HV, 5 ml

### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B - 3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
http://www.gceurope.com

### GC EUROPE N.V.

GC EEO  
Siget 19b  
HR - 10020 Zagreb  
Tel. +385.1.46.78.474  
Fax. +385.1.46.78.473  
info@eoo.gceurope.com  
http://www.eoo.gceurope.com

### Овластен дистрибутер

за Македонија:  
ДЕНТОМЕД-М  
Ул. "Бојмија" бр. 2/2  
Пошт. фак. 182  
1000 Скопје  
Тел./Факс: 02/24.62.739  
Тел. 02/24.64.781  
dentomed@t-home.mk

ZOLF MK 14 01 10/14



# Затоа што сè изгледа поубаво во боја



## Optiglaze® Color од GC

Светло-полимеризирачки  
лак за карактеризација на  
композитни и акрилатни  
индиректни реставрации

Дали барате едноставно решение за да додадете карактеристичност на вашите секојдневни естетски изработки? Сестраноста на Optiglaze Color ќе Ве воодушеви со додавање на боја, површински сјај и долготрајна заштита на вашите:

- Композитни коронки и мостови
- Привремени композитни коронки и мостови
- Хибридни керамички коронки
- Протези прицврстени врз импланти
- Акрилатни мостови перманентно фиксирани врз импланти
- Вештачки заби
- Акрилатни протези



Затоа што сè  
изгледа поубаво во боја



Изработено од MDT Christian Rothe, Германија



Изработено од MDT Simone Maffei, Италија




Изработено од MDT Nikos Bellas, Грција

## Optiglaze Color ќе Ве воодушеви

- Спремен за употреба, лесен за работа, без полирање, заштедува драгоцено време
- Може да одберете од широката разновидност на бои, за внатрешна или надворешна карактеризација, со цел да постигнете совршена естетика
- Со обновената технологија на nano-полнежи, вашата реставрација добива висока издржливост, која резултира со долготраен сјај, отпорен на дисколорации

Optiglaze Color ја содржи обновената технологија на nano-полнежи од GC, што допринесува лакот да има висока издржливост и долготраен сјај.



Изработено од MDT Philippe Llobell, Франција



Изработено од MDT Roeland De Paere, Белгија



Изработено од MDT Jean François Deche, Франција

