

Лесно като раз, два, три...

Комплект
за поправка
от GC

Интелигентни
продукти и насоки
за ВСИЧКИТЕ Ви
интраорални поправки



GC

GC Repair Kit - лесна клинична поправка...

Пълен комплект от всички продукти и насоки, необходими за всичките Ви **рутинни интраорални поправки по лесен и интелигентен начин.**



Метални индиректни възстановявания (благородни и неблагородни)



Индиректни възстановявания от **стъклена керамика, циркон, алумина или хибридна керамика** (напр. CERASMART)



Композитни възстановявания (директни или индиректни)

Какво е налично за Вас? Три компонента за всичките Ви поправки!

Ceramic Primer II

Следвайки подхода за нулеви компромиси, Ви препоръчваме употребата на отделен **силанизиращ праймер** (Ceramic Primer II) заедно с адхезива G-Premio BOND, за надеждно свързване към **стъклена керамика и хибридна керамика.**



GRADIA PLUS Оракле

Този **фотополимеризиращ опакер** ефикасно маскира тъмните подлежащи структури, подсигурайки Ви добра естетика при поправка на металокерамика.

G-Premio BOND

Универсален бонд, който предлага оптимално свързване към всички субстрати благодарение на 3 различни мономера.

4-MET

за надеждно свързване към емайл и дентин

MDP

за отлична адхезия към емайл и дентин, циркон, алумина и неблагородни сплави

MDTP

за връзка към благородни сплави*



За процедурата стъпка по стъпка, вижте GC Restorative Dentistry Guide

Продуктов номер	Описание
901139	GC Repair Kit: Ceramic Primer II (5 еднократни дози), G-Premio BOND (5 еднократни дози) и GRADIA PLUS OA1 (1 шприца 2.0 ml)



*MDTP: Methacryloyloxydecyl dihydrogen thiophosphate за свързване към благородни сплави

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Bulgaria
BG - София 1202
ул. "Будапеща" 92, ап. 4-3
Тел. +359.2.983.30.30
Факс. +359.2.858.31.37
bulgaria@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com