

Lako kao i brojati 1-2-3



## GC Repair Kit

Pametni proizvodi  
i uputstva za SVE  
intraoralne postupke



**GC**

# GC Repair Kit, za lake direktne popravke...

**Komplet** svih proizvoda i uputstava potrebnih za sve **rutinske oralne popravke na jednostavan i pametan način.**



Indirektni radovi s **metalnom osnovom** (iz plemenitog i neplemenitog metala)



Indirektni radovi izrađeni iz **staklokeramike, cirkonij-oksidge i aluminij-oksidge keramike** ili **hibridne keramike** (npr. CERASMART).



**Kompozitni radovi** (direktni i indirektni)

**Koja je prednost za vas?** Tri komponente za rješavanje svih popravaka!

## Ceramic Primer II

U skladu pristupa da kompromisi nisu prihvatljivi, preporučujemo koristiti poseban silanski primer (Ceramic Primer II), zajedno s našim adhezivom G-Premio BOND, za dvostruku adheziju za **staklokeramiku i hibridnu keramiku.**



## GRADIA PLUS Opaque

**Svjetlosno polimerizujući opaker** za efikasno prekrivanje tamnih površina i osiguravanje visoke estetike kod metal-keramičkih radova

## G-Premio BOND

**Univerzalni bond** koji nudi optimalnu adheziju za sve površine zahvaljujući tri različita monomera

**4-MET**

Za pouzdanu adheziju za **caklinu i dentin**

**MDP**

Za izvrsnu adheziju za **caklinu i dentin, cirkonij-oksidge i aluminij-oksidge keramiku te neplemenite metale**

**MDTP**

Za spajanje za **plemenite metale\***



Opis upotrebe korak po korak potražiti u GC priručniku za restaurativne radove.

Broj artikla	Opis
901139	GC Repair Kit: Ceramic Primer II (5 jediničnih doza), G-Premio BOND (5 jediničnih doza) i GRADIA PLUS OA1 (1 štrcaljka od 2,0 ml)



\*MDTP: Methacryloyloxydecyl dihydrogen thiophosphate za spajanje za plemenite metale

## GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GCEEO Bosnia and Herzegovina  
Carice Milice 11  
BIH - 78000 Banja Luka  
Tel. +387.51.47.07.36  
Fax. +387.51.47.07.36  
bosniaherzegovina@eoo.gceurope.com  
www.eoo.gceurope.com