

Než napočítáte do tří...



Repair Kit od GC

Chytrý průvodce
a moderní produkty
pro VŠECHNY vaše
intraorální opravy



GC

Opravy na křesle mohou být s GC Repair kitem přece tak snadné...

Kompletní sada se všemi produkty a návody, které jsou třeba ke **snadnému a rychlému provedení všech běžných intraorálních oprav.**



Nepřímé dostavby **na bázi kovů**
(ušlechtilé a neušlechtilé kovy)



Nepřímé dostavby ze **sklokeramiky, zirkonu, aluminu** nebo **hybridní keramiky** (např. CERASMART)



Kompozitní dostavby
(přímé a nepřímé)

Co sada obsahuje? Tři komponenty, které zajistí všechny opravy!

Ceramic Primer II

Doporučujeme použít **samotné silni-zační činidlo** (Ceramic Primer II) spolu s adhezivem G-Premio BOND, protože zajistí nekompromisní, dlouhodobou vazbu ke **sklokeramice** a **hybridní keramice**.



GRADIA PLUS Opaque

Tento **světle tuhnoucí opáker** účinně překryje tmavý podklad a zajistí tak vynikající estetiku v případě použití.

G-Premio BOND

Univerzální bond, který nabízí optimální vazbu ke všem povrchům díky kombinaci 3 funkčních monomerů.

4-MET

pro spolehlivou vazbu k **dentinu** a sklovině

MDP

pro vynikající vazbu ke **sklovině** a **dentinu**, oxidu zirkonu, oxidu hlinitému a obecným slitinám

MDTP

pro vazbu ke slitinám **drahých kovů***



Postup krok za krokem najdete také v GC Restorative Dentistry Guide

Objednáací číslo	Popis
901139	GC Repair Kit: Ceramic Primer II (5 unit dose), G-Premio BOND (5 unit dose), GRADIA PLUS OAI (1 stříkačka 2.0 ml)



*MDTP: metakryloyl dihydrogen tiofosfát pro vazbu k ušlechtilým kovům

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com



GC EUROPE N.V.
GCEEO Czech Republic
V Olšinách 82
CZ - 100 00 Prague 10
Tel. +420.274.771.965
Fax. +420.274.771.965
czech@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com