

So einfach wie das 1 X 1

Reparaturset von GC

Intelligente Produkte
und Richtlinien
für ALLE intraoralen
Reparaturen

GC

Das GC Reparaturset für eine einfache Reparatur am Patientenstuhl...

Ein **vollständiges Set** mit allen Produkten und Anleitungen, die Sie benötigen, um alle Ihre **routinemäßigen intraoralen Reparaturen auf einfache, elegante Weise zu lösen.**



Metallbasierte
indirekte Restaurationen
(Edel- und Nichtedelmetalle)



Indirekte Restaurationen aus **Glas-keramik, Zirkonoxid, Aluminiumoxid** oder **Hybridkeramik**
(z. B. CERASMART)



Composite-Restaurationen
(direkt oder indirekt)

Was ist für Sie dabei? Drei Komponenten für alle Reparaturen!

Ceramic Primer II

Getreu dem Prinzip „Keine Kompromisse“ empfehlen wir die Verwendung eines **separaten Silan-Primers** (Ceramic Primer II) zusammen mit unserem Haftvermittler G-Premio BOND, um einen dauerhaften Verbund an **Glaskeramik und Hybridkeramik** zu erreichen.



GRADIA PLUS Opaque

Dieser **lichtgehärtete** Opaker verdeckt effizient dunkle Hintergründe, um eine hohe Ästhetik sicherzustellen, bei Keramikverblendungen auf Metallgerüsten.

G-Premio BOND

Eine **Universal-Adhäsiv**, das dank den 3 unterschiedlichen Monomeren eine **optimale Haftung an allen Materialien** bietet.

4-MET

für einen zuverlässige Verbund an **Zahnschmelz und Dentin**

MDP

für einen zuverlässige Verbund an **Zahnschmelz und Dentin, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Nichtedelmetall**

MDTP

für den Verbund an **Edelmetallen***



Für eine step-by-step-Anleitung lesen Sie bitte die GC-Verarbeitungsanleitung

Artikel-Nr.	Beschreibung
901139	GC Repair Kit: Ceramic Primer II (5 Einheitsdosen) G-Premio BOND (5 Einheitsdosen), GRADIA PLUS OA1 (1 Spritze, 2,0 ml)



*MDTP: Methacryloyloxydecylidihydrogenthiophosphat für die Haftung an Edelmetallen

GC EUROPE N.V., Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00, Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com, http://www.gceurope.com

GC GERMANY GmbH
Seifgrundstraße 2, D-61348 Bad Homburg
Tel. +49.61.72.99.59.60, Fax. +49.61.72.99.59.66.6
info@germany.gceurope.com, http://germany.gceurope.com



GC AUSTRIA GmbH
Tallak 124, A-8103 Gratwein-Strassengel
Tel. +43.3124.54020, Fax. +43.3124.54020.40
info@austria.gceurope.com, http://austria.gceurope.com

GC AUSTRIA GmbH - Swiss Office
Bergstrasse 31c, CH-8890 Flums
Tel. +41.81.734.02.70, Fax. +41.81.734.02.71
info@switzerland.gceurope.com, http://switzerland.gceurope.com