

Fácil como 1,2,3 ...

Repair Kit de GC

Productos inteligentes
y una guía clínica clara
para cubrir TODAS
sus reparaciones intraorales

GC

GC Repair kit , para reparaciones en clínicas sencillas...

Un **set completo** y una guía clínica clara para cubrir todas sus **reparaciones intraorales** de una manera fácil e inteligente



Restauraciones indirectas
basadas en metal
(precioso y no precioso)



Restauraciones indirectas
de **cerámica de vidrio, circonio,**
alúmina o cerámica híbrida
(por ejemplo, CERASMART)



Restauraciones de **Composite**
(directas o indirectas)

¿Qué te proporciona? Tres componentes para todas las reparaciones

Ceramic Primer II

Siguiendo el enfoque de cero compromisos, sugerimos el uso por separado del silano (Ceramic Primer II) junto con nuestro adhesivo G-Premio BOND, para conseguir una adhesión duradera a la **cerámica de vidrio** y la **cerámica híbrida**.



GRADIA PLUS Opaque

Este **opaquer fotopolimerizable** enmascara restauraciones basadas en metal, para asegurar una alta estética en restauraciones metalocerámicas.

G-Premio BOND

Un **adhesivo universal** que ofrece una **adhesión óptima a todos los sustratos** gracias a tres diferentes monómeros:

4-MET

para una adhesión
fiable al **esmalte** y a
la **dentina**

MDP

para una adhesión
excelente al **esmalte**
y a la **dentina**,
además de al
circonio, la alúmina
y los metales no
preciosos

MDTP

MDTP para
la adhesión a los
metales preciosos*



Instrucciones:
consultar la guía
GC Restorative Dentistry Guide

Referencia	Descripción
901139	GC Repair kit: Ceramic Primer II (5 monodosis), G-Premio BOND (5 monodosis) GRADIA PLUS OPA1 (1 jeringa 2.0 mL)



*MDTP:
Tiofosfato de dihidrógeno de metacrilolioxecilo
para unirse a metales preciosos

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC IBÉRICA
Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Américas 2, 1º, Of. 4
ES -28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341
info@spain.gceurope.com
http://spain.gceurope.com