

Facile come contare
fino a 3 ...

Repair Kit di GC

Prodotti intelligenti
e linee guida per
TUTTE le procedure
di riparazione intra-orali

GC

Riparazioni alla poltrona semplificate...

Finalmente esiste un **set completo** di prodotti con le rispettive linee guida che funziona in modo semplice e intelligente per **tutte le riparazioni intra-orali di routine**.



Restauri indiretti a base di metallo (prezioso e vile)



Restauri indiretti in vetro-ceramica, zirconia, allumina o ceramiche ibride (ad esempio CERASMART)



Restauri (diretti o indiretti) in composito

Qual è il vantaggio per voi? Solo tre componenti per tutte le riparazioni

Ceramic Primer II

In linea con il nostro approccio secondo il quale non sono ammessi compromessi di alcun genere, suggeriamo di usare un **primer silanico separato** (Ceramic Primer II) insieme al nostro adesivo G-Premio BOND per ottenere un'adesione duratura alle vetro-ceramiche e alle ceramiche ibride.



GRADIA PLUS Opaque

Questo **opaco fotopolimerizzabile** maschera efficacemente i sottofondi scuri per garantire una buona estetica nel caso di restauri in metallo-ceramica.

G-Premio BOND

Adesivo universale che garantisce un'adesione ottimale a **tutti i substrati grazie a 3 diversi monomeri**.

4-MET

4-MET per un'adesione affidabile a smalto e dentina

MDP

MDP per un'adesione eccellente a smalto e dentina, zirconia, allumina e metalli vili

MDTP

MDTP per l'adesione ai metalli preziosi *



Per avere una descrizione della procedura passo per passo, consultare anche la Guida GC sull'odontoiatria conservativa

N° articolo	Descrizione
901139	GC Repair Kit: Ceramic Primer II (5 monodosi), G-Premio BOND (5 monodosi) e GRADIA PLUS OPA1 (1 siringa da 2,0 mL)



*MDTP: Methacryloyloxydecyl dihydrogen thiophosphate per aderire ai metalli preziosi

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
https://www.gceurope.com

GC ITALIA S.r.l.

Via Calabria 1
I-20098 San Giuliano
Milanese
Tel. +39.02.98.28.20.68
Fax. +39.02.98.28.21.00
info.italy@gc.dental
https://europe.gc.dental/it-IT