

Zo eenvoudig als 1, 2, 3 ...

Repair Kit van GC

Slimme producten
en instructies voor
AL uw reparaties
in de mond

GC

De GC Repair Kit, Moeiteloze reparaties in de stoel ...

Een **complete set** met alle producten en instructies waarmee u al uw **routinematige reparaties in de mond gemakkelijk en optimaal** kunt uitvoeren.



Indirecte restauraties op **basis van metaal** (edel en niet-edel)



Indirecte restauraties gemaakt van **glaskeramiek, zirkonium, alumina of hybride keramiek** (bv. CERASMART)



Composietrestauraties (direct of indirect)

Wat zijn de voordelen? Drie componenten voor alle reparaties

Ceramic Primer II

Als u geen compromissen wilt sluiten, raden we het gebruik van een aparte silaanprimer (Ceramic Primer II) aan in combinatie met ons hechtmiddel G-Premio BOND, voor een duurzame hechting aan **glaskeramiek** en **hybride keramiek**.



GRADIA PLUS Opaque

Deze **lichthardende opaker** maskeert donkere achtergronden doeltreffend en zorgt voor een zeer esthetische afwerking bij restauraties met porselein gebakken op metaal

G-Premio BOND

een **universeel hechtmiddel** dat zich **optimaal hecht aan alle substraten** dankzij drie verschillende monomeren.

4-MET

voor een betrouwbare hechting aan **enamel en dentine**

MDP

voor een uitstekende hechting aan **enamel en dentine, zirkonium, alumina en niet-edelmetaal**

MDTP

voor hechting aan **edelmetaal***



De verschillende stappen vindt u ook in de GC-gids voor restauratieve tandheelkunde

Artikelnummer	Beschrijving
901139	GC Repair Kit: Ceramic Primer II (5 doseringen), G-Premio BOND (5 doseringen) en GRADIA PLUS OAI (1 spuit 2,0 ml)



*MDTP: Methacryloyloxydecyl dihydrogeen thiofosfaat om te hechten aan edele metaallegeringen

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<https://www.gceurope.com>



GC EUROPE N.V. Benelux Sales Department

Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.18.60
info.benelux@gc.dental
<https://europe.gc.dental/nl-NL>