

Så lett som 1,2,3 ...



Repair Kit Fra GC

Smarte produkter
og veiledere for
ALLE dine intraorale
reparasjonsprosedyrer



GC

GC's Reparasjonskit, charside-reparasjoner gjort enkelt ...

Et **komplett sett** med alle produkter og veiledninger som du trenger for å utføre alle dine **rutinemessige intraorale reparasjoner på en smart og enkel måte.**



Metallbaserte
indirekte restaureringer
(edle og uedle metaller)



Indirekte restaureringer
i **glass-keram, zirconia, alumina**
eller **hybrid-keramer**
(f.eks. CERASMART)



Kompositt-restaureringer
(direkte eller indirekte)

Hva er det i dette for deg? Tre komponenter for å utføre alle reparasjoner!

Ceramic Primer II

Sett fra en "Null-toleranse"-tilnærming, foreslår vi at det brukes en separat silanprimer (Ceramic Primer II) sammen med vår adhesive G-Premio BOND, for å oppnå en varig binding til **glasskeramer og hybridkeramer.**



GRADIA PLUS Opaque

Denne **lysherdende opaker** maskerer effektivt mørke bakgrunner for å sikre topp estetikk i de kasus porselen brennes på metall.

G-Premio BOND

En **universal bonding** som tilbyr **optimal binding til alle substanser** takket være 3 forskjellige monomerer.

4-MET

for en pålitelig binding til **emalje & dentin**

MDP

MDP for en glimrende binding til **emalje & dentin, Zirconia, alumina og uedle metaller**

MDTP

MDTP for å binde til **edelmetaller***



For "step-by-step"-veiledning, se den mer omfattende GC Restorative Dentistry Guide.

Artikkelnummer	Beskrivelse
901139	GC Repair Kit: Ceramic Primer II (5 unitdoser), G-Premio BOND (5 unitdoser), GRADIA PLUS OPA1 (1 syringe 2.0mL)



*MDTP: Methacryloyloxydecyl dihydrogen thiophosphate for å binde til edle metaller

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<https://www.gceurope.com>

NORDIC AB
Scandinavian Trade Building
Gydevang 34-41
DK-3450 Allerød
Tel. +45.51.15.03.82
info.denmark@gc.dental
<https://europe.gc.dental/no-NO>