

Simplu ca 1,2,3...



## Repair Kit de la GC

Produse inteligente și  
recomandări pentru  
TOATE procedurile  
dumneavoastră intra-orale



**GC**

# GC Repair kit, reparații simplificate în cabinet...

Un **set complet** ce conține toate produsele și recomandările necesare pentru a acoperi **toate reparațiile dumneavoastră intra-orale, de rutină, într-un mod simplu și inteligent.**



Restaurări indirecte **metalice**  
(prețioase și neprețioase)



Restaurări indirecte din **ceramică pe bază de sticlă, zirconiu, alumina** sau **ceramică hibridă** (e.x. CERASMART)



Restaurări din **compozit**  
(directe sau indirecte)

## Ce primești? Trei componente adecvate tuturor reparațiilor!

### Ceramic Primer II

Urmând abordarea zero compromisuri, recomandăm utilizarea unui **silanizator separat** (Ceramic Primer II) împreună cu adezivul nostru G-Premio BOND, pentru o adeziune durabilă la **ceramica pe bază de sticlă și ceramica hibridă.**



### GRADIA PLUS Opaque

Acest **opac fotopolimerizabil** maschează eficient zonele întunecate, asigurând astfel o estetică ridicată în cazul restaurărilor metalo-ceramice.

### G-Premio BOND

Un **adeziv universal** ce oferă adeziune optimă la toate substraturile datorită celor 3 monomeri diferiți.

4-MET

pentru o adeziune sigură la **smalt & dentină**

MDP

pentru o adeziune excelentă la **smalt & dentină, zirconiu, alumina și metale neprețioase**

MDTP

pentru adeziunea la **metalele prețioase\***



Pentru etapele pas-cu-pas consultați și GC Restorative Dentistry Guide

Cod	Descriere
901139	GC Repair Kit: Ceramic Primer II (5 unidoze), G-Premio BOND (5 unidoze) & GRADIA PLUS OA1 (1 seringă 2.0 ml)



\*MDTP: Methacryloyloxydecyl dihydrogen thiophosphate pentru adeziunea la metale prețioase.

### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.  
GCEEO Romania  
Str. Gen. N. Dona, nr.22-24,  
sc.1, et.1, ap.13, sect.1  
RO - 010782 București  
Tel. +40.21.313.41.53  
Fax. +40.21.313.41.53  
romania@eoo.gceurope.com  
www.eoo.gceurope.com