

Tak jednoduché,
ako 1,2,3...



Repair Kit od GC

Užitočné výrobky
a pokyny pre
VŠETKY Vaše
intraorálne opravy



GC

S GC Repair kitom sú ordinačné opravy tak ľahké...

Kompletná sada všetkých produktov a pokynov potrebných pre pokrytie všetkých Vašich **rutinných intra-orálnych opráv jednoduchým a rýchlym spôsobom.**



Nepriame náhrady **na báze kovu**
(ušľachtilé a neušľachtilé zliatiny)



Nepriame náhrady zo **sklo-keramiky, zirkónu, alumínia alebo hybridnej keramiky** (napr. CERASMART)



Kompozitné náhrady
(priame alebo nepriame)

Čo je v ňom pre Vás? Tri komponenty, ktoré pokryjú všetky opravy!

Ceramic Primer II

V nadväznosti na náš bez kompromisný prístup pri adhezívnej technike, odporúčame použitie **samostatného silnizačného primeru** (Ceramic Primer II) spoločne s naším bondom G-Premio BOND, pre dosiahnutie trvanlivej väzby ku **sklo keramike a hybridnej keramike**.



GRADIA PLUS Opaque

Tento **svetlom tuhnutí opaker** efektívne maskuje tmavé pozadie, s cieľom zabezpečiť vysokú estetiku v prípade kovokeramiky.

G-Premio BOND

Univerzálny bond, ktorý ponúka optimálnu väzbu ku všetkým podkladom vďaka 3 rôznym monomérom.

4-MET

pre spoľahlivú
adhéziu na **dentín**
a **sklovinu**

MDP

pre vynikajúcu
adhéziu na **sklovinu**
a **dentín, zirkón,**
alumínium a
neušľachtilé zliatiny

MDTP

pre väzbu na
vzácné kovy*



Postup krok za krokom
nájdete tiež GC Restorative
Dentistry Guide

| Číslo výrobku | Popis |
|---------------|---|
| 901139 | GC Repair Kit: Ceramic Primer II (5 Unit Dose), G-Premio BOND (5 Unit Dose), GRADIA PLUS OA1 (1 striekačka 2,0 ml) |



*MDTP:
Metakryloyloxydecyl dihydrogén tiofosfát
pre väzbu k vzácnym kovom

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Slovakia
Raková 1441
SK - 023 51 Raková / Čadca
Tel. +421.911.570.999
Fax. +421.414.000.264
slovakia@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com