

Lako kao i brojati 1-2-3



GC Repair Kit

Pametni proizvodi
i uputstvo za SVE
intraoralne postupke



GC

GC Repair Kit, za lake direktne popravke...

Komplet svih proizvoda i uputstava potrebnih za sve **rutinske oralne popravke na jednostavan i pametan način.**



Indirektni radovi sa **metalnom osnovom** (iz plemenitog i neplemenitog metala)



Indirektni radovi izrađeni od **staklokeramike, cirkonijum-oksidne i aluminijum-oksidne keramike, ili hibridne keramike** (npr. CERASMART).



Kompozitni radovi (direktni i indirektni)

Koja je prednost za vas? Tri komponente za rešavanje svih popravaka!

Ceramic Primer II

U skladu sa stavom da kompromisi nisu prihvatljivi, preporučujemo da se koristi **poseban silanski primer** (Ceramic Primer II), zajedno sa našim adhezivom G-Premio BOND, za dvostruku adheziju za **staklokeramiku i hibridnu keramiku.**



GRADIA PLUS Opaker

Svetlosno polimerizujući opaker za efikasno prekrivanje tamnih površina osiguranje visoke estetike kod metal-keramičkih radova

G-Premio BOND

Univerzalni bond koji nudi optimalnu adheziju za sve površine zahvaljujući tri različita monomera

4-MET

Za pouzdanu adheziju za **gled i dentin**

MDP

Za izvrsnu adheziju za **gled i dentin, cirkonijum-oksidnu i aluminijum-oksidnu keramiku te neplemenite metale**

MDTP

Za spajanje za **plemenite metale**



Opis upotrebe korak po korak potražiti u GC priručniku za restaurativne radove!

Broj artikla	Opis
901139	GC Repair Kit: Ceramic Primer II (5 pojedinačnih doza), G-Premio BOND (5 pojedinačnih doza) i GRADIA PLUS OA1 (1 tuba od 2,0 ml)



*MDTP: Methacryloyloxydecyl dihydrogen thiophosphate to bond to precious metals

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Serbia
Cvijičeva 82
RS - 11000 Beograd
Tel. +381.11.20.88.033
Fax. +381.11.20.88.033
serbia@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com