

# ДЖИ СИ УНИФАСТ

ОТ ПРОБЛЕМ К ИХ РЕШЕНИЮ

Временные конструкции для препарированных зубов и замещения дефектов зубного ряда являются важной частью дальнейшего успешного ортопедического лечения и должны учитывать функциональные, периодонтальные и эстетические аспекты.

Эти соображения подвели специалистов ДЖИ СИ к созданию материалов **ДЖИ СИ УНИФАСТ ТРЭД** и его светоотверждаемого эквивалента **ДЖИ СИ УНИФАСТ Л СИ**, максимально соответствующих требованиям потребителей.

Изготовление временных реставраций в большинстве случаев требует весьма специфических свойств материала, таких как:

- Быстрота изготовления
- Легкое извлечение из полости рта в фазе отверждения
- Экономное расходование.

**ДЖИ СИ УНИФАСТ<sup>1</sup>**, созданный на основе метил метакрилатных смол, идеально соответствует этим запросам. Преимущества материалов этого класса позволяют удовлетворить все конкретные требования, связанные с изготовлением временных

- вкладок и накладок
- одиночных коронок
- мостовидных протезов небольшой протяженности.

<sup>1</sup> Приведенная ниже информация в равной степени относится как к материалу **ДЖИ СИ УНИФАСТ ТРЕД** так и **ДЖИ СИ УНИФАСТ Л СИ**.

## СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

Метил метакрилат в составе **ДЖИ СИ УНИФАСТ** - это ключевой компонент, придающий материалу свойства, соответствующие современным практическим требованиям.

**ДЖИ СИ УНИФАСТ** обладает характерной резиноподобной эластичностью, что позволяет без проблем извлечь временные реставрации из труднодоступных полостей и из полостей с уступами и поднутрениями.

Ещё одно преимущество **ДЖИ СИ УНИФАСТ** известно как »эффект памяти формы«. Это свойство эффективно предотвращает возникновение стойких деформаций при извлечении временной реставрации из полости рта, что характерно при работе с другими материалами.

Для удовлетворения эстетическим запросам имеется выбор из нескольких цветовых оттенков в обеих версиях материала **ДЖИ СИ УНИФАСТ**. Хорошая цветовая подборка и стабильность окраски соответствует требованиям, предъявляемым к временным реставрациям.



Эстетические ортопедические реставрации



Лёгкость извлечения

## ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА

### Экономически выгоден

Метил метакрилат обладает хорошим соотношением цены и качества. Версия материала, замешиваемого вручную, не требует использования дорогостоящих аксессуаров.

### ДЖИ СИ УНИФАСТ ТРЭД - рабочее время соответствует практическим требованиям

Этому аспекту, очень важному с экономической точки зрения и в плане экономии времени при работе с пациентом, **ДЖИ СИ УНИФАСТ ТРЭД** идеально удовлетворяет. Уже через 2'30" после замешивания временная реставрация может быть извлечена из полости рта.

### ДЖИ СИ УНИФАСТ Л СИ - работа без ограничения времени

На лицо все преимущества усовершенствованного материала. Светоотверждение дает врачу достаточное количество рабочего времени для нанесения материала и формирования реставрации. Даже наиболее сложные работы могут быть выполнены без ограничения по времени.

2'30"

GC UNIFAST TRAD

Адекватное рабочее время



GC UNIFAST LC

Работа без спешки

## ЭТАПЫ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

### Пример использования ДЖИ СИ УНИФАСТ ТРЭД



Пациент с металлокерамической коронкой в области 12 зуба, подлежащей замещению



Слепок, снятый до препарирования зуба



Препарирование завершено



Замешивание ДЖИ СИ УНИФАСТ ТРЭД в течение 10-15 секунд



Слепок заполняется замешанным ДЖИ СИ УНИФАСТ ТРЭД



Внесение в полость рта



Извлечение из полости рта через 2'30" после замешивания  
Температура материала около  $\pm 40^{\circ}\text{C}$



Временная коронка перед окончательной обработкой



Окончательная обработка временной коронки через 4 минуты от начала замешивания



Гладкая поверхность достигается путем нанесения ДЖИ СИ Фуджи КОУТ Л СИ



Зафиксируйте временную коронку, изготовленную из ДЖИ СИ УНИФАСТ ТРЭД с помощью ДЖИ СИ Фригенол



Конечный результат

## КОРОТКО О ДРУГИХ МАТЕРИАЛАХ ДЖИ СИ ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ РЕСТАВРАЦИЙ

### ДЖИ СИ ПРОВИТЕК

Материал для временных коронок и мостовидных протезов на основе Бисакрилового композита



### ДЖИ СИ ФРИГЕНОЛ

Несодержащий эвгенола цемент для временной фиксации коронок и мостовидных протезов



### ДЖИ СИ КАЙ - ПЛАЙЕР

Щипцы для извлечения временных ортопедических реставраций



## УПАКОВКА

### ДЖИ СИ УНИФАСТ ТРЭД



### • ОТДЕЛЬНО

100 гр. порошка, Слоновая кость, N.3X, N.8  
250 гр. порошка, Слоновая кость, N.3X, N.8  
1 кг порошка, Слоновая кость, N.3X, N.8  
100 мл жидкости  
250 мл жидкости

### ДЖИ СИ УНИФАСТ Л СИ



### • СТАРТОВЫЙ НАБОР

Порошок по 30 гр., цветов A2, A3, B2, B3, C2  
Прозрачный  
2 x 30 мл жидкости

### • ОТДЕЛЬНО

50 гр. порошка, цветов A2, A3, B2, B3, C2, прозрачный  
2 x 15 мл жидкости

© VITA - зарегистрированная торговая марка компании Vita Zahntechnik, Bad Säckingen, Германия.



## GC UNIFAST ДЖИ СИ УНИФАСТ

МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ МЕТИЛ МЕТАКРИЛАТА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ КОРОНОК И МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ



## ДЖИ СИ УНИФАСТ в центре внимания

- Высоко экономичен
- Быстрое отверждение и наличие эффекта памяти формы
- Непродолжительное или контролируемое (при светодиодном) рабочее время

Code Z O LF RU 6 35 - 02/01

GC EUROPE N.V.  
Head Office  
Interleuvenlaan 13  
B - 3001 Leuven  
Tel. +32.16.39.80.50  
Fax +32.16.40.02.14  
E-mail: info@gceurope.com  
<http://www.gceurope.com>

GC EUROPE N.V.  
East European Office  
Cazimanska 8  
10000 Zagreb, Croatia  
Tel. +385.1.46.77.251  
Tel. +385.1.46.78.474  
Fax +385.1.46.78.473  
E-mail: info@eo.gceurope.com  
[www.eo.gceurope.com](http://www.eo.gceurope.com)