


Vite di guarigione Vario


GC Tech. Europe

Migliora la gestione dei tessuti molli



Vario: per una migliore gestione dei tessuti molli

La famiglia di prodotti Aadva di GC comprende anche una linea completa di viti di guarigione per la gestione dei tessuti molli. In qualsiasi situazione clinica le viti di guarigione Aadva offrono un'estetica migliore. Sono disponibili in varie forme anatomiche che consentono di modellare un profilo di emergenza adattato ai restauri protesici. Le viti di guarigione Vario sono compatibili al 100% con tutti gli impianti Aadva.



Compatibilità del 100% con gli impianti Aadva



Codifica mediante colori

Le viti di guarigione Aadva sono codificate mediante colori in base al diametro dell'impianto. L'identificazione risulta veloce e semplice e si riduce la possibilità di errore.

Ai nostri clienti garantiamo di fornire soluzioni pratiche basate sugli standard GC.

Monconi estetici

La linea di monconi estetici è l'ultima novità entrata a far parte del portafoglio di soluzioni protesiche cementate Aadva di GC. Grazie alla minore altezza del profilo di emergenza ridotta a 0,4 mm EPH, migliorano il risultato estetico e l'integrazione del moncone protesico, anche nei casi in cui il livello del tessuto molle è critico. La vite di guarigione Vario Low, recentemente introdotta nella famiglia di prodotti, beneficia di un processo di trattamento che è facile ed efficace grazie all'EPH perfettamente corrispondente ai parametri della nuova linea di monconi estetici.

Monconi Ready



Monconi Smart



Numeri degli articoli

Viti di guarigione

Tipo	Denominazione	N° Art.
● Stretta	Vite di guarigione stretta Vario bassa	810295
	Vite di guarigione stretta Vario media	810296
	Vite di guarigione stretta Vario alta	810297
● Normale	Vite di guarigione normale Vario bassa	810298
	Vite di guarigione normale Vario media	810299
	Vite di guarigione normale Vario alta	810300
● Larga	Vite di guarigione larga Vario bassa	810301
	Vite di guarigione larga Vario media	810302
	Vite di guarigione larga Vario alta	810303

Monconi Ready

● Stretta	Moncone Ready est. esagonale stretto 4,5	810304
● Normale	Moncone Ready est. esagonale normale/largo 4,5	810305
● Larga		

Monconi Smart

● Stretta	Moncone Smart est. stretto D 4,5	810306
● Normale	Moncone Smart est. normale/largo D 4,5	810307
● Larga		
● Stretta	Moncone Smart est. stretto 15° D 4,5	810308
● Normale	Moncone Smart est. normale/largo 15° D 4,5	810309
● Larga		



Per ulteriori informazioni contattare:

GC Tech.Europe GmbH

Harkortstr. 2
D-58339 Breckerfeld
Germania
Tel.: +49 2338 801980
Fax: +49 2338 801985
info@gctech.eu
<https://www.gc.dental/gctech/en>

GC ITALIA S.r.l.

Via Calabria 1
I-20098 San Giuliano Milanese
Tel. +39.02.98.28.20.68
Fax. +39.02.98.28.21.00
info.italy@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/it-IT>