


Vario Healing Screw

GC Tech. Europe

Verbetert Soft Tissue Management

Aadva™



Vario: voor een betere voorbereiding van zacht weefsel

Aadva, van GC, biedt een uitgebreide lijn van healing screws voor de voorbereiding van zacht weefsel. Ongeacht de klinische situatie zorgen de Aadva healing screws voor een betere esthetiek. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende anatomische vormen, waardoor een emergence profile kan worden gevormd dat is aangepast aan de prothetische restauraties. Vario healing screws zijn 100% compatibel met alle Aadva-implantaten.



100% compatibel met Aadva



Kleurcodering

Aadva healing screws zijn kleurcodeerd op basis van de diameter van het implantaat.

De identificatie is snel en eenvoudig, waardoor de kans op een verkeerde behandeling wordt verkleind.

Wij garanderen onze klanten dat we praktische oplossingen leveren op basis van de normen van GC.

Esthetische abutments

De lijn esthetische abutments is de nieuwste toevoeging aan het Aadva-portfolio van GC van gecementeerde prothetische oplossingen. Door de reductie van de hoogte van het emergence profile tot 0,4 mm EPH worden het esthetische resultaat en de integratie van het prothetische abutment verbeterd, zelfs in gevallen waarin het niveau van het zachte weefsel kritisch is. De nieuw toegevoegde healing screw Vario Laag profiteert van een gebruiksvriendelijk en doeltreffend behandelingsproces, dankzij de perfect op de nieuwe esthetische abutment-lijn afgestemde EPH.

Ready Abutments



Smart Abutments



Onderdeelnummers

Healing screw

Type	Naam	O/N
● Narrow	Healing Screw Narrow Vario Laag	810295
	Healing Screw Narrow Vario Medium	810296
	Healing Screw Narrow Vario Hoog	810297
● Regular	Healing Screw Regular Vario Laag	810298
	Healing Screw Regular Vario Medium	810299
	Healing Screw Regular Vario Hoog	810300
● Wide	Healing Screw Wide Vario Laag	810301
	Healing Screw Wide Vario Medium	810302
	Healing Screw Wide Vario Hoog	810303

Ready Abutment

● Narrow	Ready Abutment Narrow Hexed Est. 4.5	810304
● Regular	Ready Abutment Regular/Wide Hexed Est. 4.5	810305
● Wide		

Smart Abutment

● Narrow	Smart Abutment Narrow Est. D 4.5	810306
● Regular	Smart Abutment Regular/Wide Est. D 4.5	810307
● Wide		
● Narrow	Smart Abutment 15° Narrow Est. D 4.5	810308
● Regular	Smart Abutment 15° Regular/Wide Est. D 4.5	810309
● Wide		



Neem voor meer informatie contact op met:

GC Tech.Europe GmbH

Harkortstr. 2
D-58339 Breckerfeld
Germany
Tel.: +49 2338 801980
Fax: +49 2338 801985
info@gctech.eu
<https://www.gc.dental/gctech/en>

GC EUROPE N.V.

Benelux Sales Department
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.18.60
info.benelux@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/nl-NL>

812406 REV01-02.2024