

ご注文については、お取引の販売店様にご注文ください。



キャンペーン期間 2026. 6.22 ▶▶▶ 9.20 《数量限定》

ポーセレンファーンズ プレス&ポーセレンファーンズ
DEKEMA社 オストロマット ファイヤー／オストロマット プレス
発売記念キャンペーン

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、「DEKEMA社 オストロマット ファイヤー／オストロマット プレス 発売記念キャンペーン」を実施いたします。
是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。



「オストロマット ファイヤー」または「オストロマット プレス」いずれか一式と

キャンペーンセット品 「DEKEMA バキュームポンプ」一式を組み合わせ価格でご提供！

ポーセレンファーンズ
オストロマット ファイヤー

包装●
本体1台 (DEKEMA 焼成台1個、
DEKEMA 温度キャリブレーションキット
1個、DEKEMA ピンセット1本)

※DEKEMA バキュームポンプは別売です。

歯科技工用ポーセレン焼成炉
オストロマット ファイヤー
一般医療機器 13B1X00155000328

【希望医院価格】
¥1,598,000



プレス&ポーセレンファーンズ
オストロマット プレス

包装●
本体1台 (DEKEMA 焼成台1個、
DEKEMA 焼成台 (プレス用) 1個、
DEKEMA 温度キャリブレーション
キット1個、DEKEMA ピンセット1本)

※DEKEMA バキュームポンプは別売です。

歯科技工用セラミックス加熱加圧成形器
オストロマット プレス
一般医療機器 13B1X00155000329

【希望医院価格】
¥1,684,000



テクニカルデータ

	オストロマット ファイヤー	オストロマット プレス
プログラム数	1セット199プログラム (複数セット保存可能)	
プログラム モード	イージー プロフェッショナル クラシック	イージー プロフェッショナル クラシック プレス
最高焼成温度	1200℃	
プレス機能	—	○
加圧時の最高焼成温度	—	1200℃
プレス可能距離	—	最大26mm
プレス力	—	約30-280N (7段階)
インターフェース	USB×2	
本体サイズ (幅×高さ×奥行)	383×653×343mm	383×757×343mm
重量	17.5kg	18.5kg
供給電源	100V 50/60Hz	
最大消費電力 (DEKEMA バキュームポンプ含む)	1450W	

キャンペーンセット品

DEKEMA
バキュームポンプ

包装・希望医院価格●
1台=¥227,000



USBインターフェース

- USBメモリーを使用して焼成プログラムの読み込みと保存ができます。また、DEKEMA社のホームページ上から最新の焼成プログラムをダウンロードし、USBを介して簡単に読み込みと保存をすることもできます。
- 2個のUSBインターフェースを装備しており、マウスやキーボードを使用して操作することもできます。