


ご注文については、お取引の販売店様にご注文ください。

デンチンリプレイス材料

Optimal Aspect Ratio
(OAR)テクノロジーを駆使した
ショートファイバーの配合により、
高い破壊靱性および象牙質(デンチン)
に近い弾性率を実現する
ことで、クラック伝播抑制作用を
発揮します。



SEM画像提供:Lippo Lassila先生
(University of Turku, Finland)

歯質や材料自体の破折リスクを低減


〈破壊靱性試験後の試験片の状態〉

エバーエックス フローは
ショートファイバーの緩衝作用により、
クラックの伝播が抑制されている。


試験
動画は
こちら



クラック伝播抑制



エバーエックス フロー



ファイバーを含まない従来の
コンポジットレジン(自社製品)

CR充填、支台築造 どちらにも使用可能

オススメ症例 /

- 残存歯質の少ないコンポジットレジン充填
- CAD/CAM冠等の補綴時のライナー
- 残存歯質の少ない支台築造

⚠ エバーエックス フローが露出しないよう、
表層に使用可能なコンポジットレジンもしくは最終補綴物で
表面を覆ってください。

⚠ 根管内(ポスト孔内)には充填しないでください。



写真提供: Rudolf Novotny先生
(Slovakia)



GC



充填・支台築造用ファイバー強化型フロアブルコンポジットレジン

エバーエックス フロー®

いずれか2本

色調 ● 2色=バルク、デンチン

包装・希望医院価格 ● 1函(各色): シリンジ 3.7g (2.0mL) 1本、
フィリングチップⅢ プラスチック3個、フィリングチップ用キャップ1個、
テクニックガイド1部=¥5,800

歯科充填用コンポジットレジン/ 歯科用支台築造材料
ジーシー エバーエックス フロー 管理医療機器 306AKBZX00025000



バルク



デンチン

New

エバーエックス フロー® 発売記念キャンペーン

【キャンペーン期間】 2024. 10.21 ▶ 11.20 〈数量限定〉

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、「エバーエックス フロー® 発売記念キャンペーン」を実施いたします。是非、この機会にご用命ください。

「エバーエックス フロー® (バルク、デンチン)」いずれか2本と
キャンペーンセット品「G-プレミオ ボンド(Newボトル) 0.7mL 特別仕様」1本を
組み合わせ価格でご提供!

キャンペーンセット品

1ボトルで様々な症例に活躍の「マルチユース」

各種用途で
使用できます

- CR充填修復
- 象牙質レジンコーティング
- 知覚過敏抑制
- 口腔内リペア
- コア(直接法)の歯面処理
- レジンセメントの歯面処理

多目的光重合型1液性ボンディング材

G-プレミオ ボンド® (New ボトル)
0.7mL 特別仕様

1本

【期間限定販売品】 希望医院価格 ● ¥5,000

歯科用象牙質接着材(歯科金属用接着材料 / 歯科セラミックス用接着材料 /
歯科用知覚過敏抑制材料 / 歯科用シーリング・コーティング材)
ジーシー G-プレミオ ボンド 管理医療機器 226AABZX00098000



裏面の案内もご覧ください ▶