

ご注文については、お取引の販売店様にご注文ください。

カルフィー・ペースト

新規・ご愛用感謝キャンペーン

GC



キャンペーン期間 2025.2/21(金)～3/20(木)

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。
この度、「カルフィー・ペースト 新規・ご愛用感謝キャンペーン」を実施いたします。
是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。

期間・数量限定

カルフィー・ペースト 1函と **キャンペーンセット品 エンド用チップ10個入り** を
組み合わせ価格にてご提供

対象製品

除去性と操作性にこだわって開発された 水酸化カルシウム水性ペースト

水酸化カルシウム水性ペースト
カルフィー・ペースト

希望医院価格 ¥3,980

包装 ●1函:シリンジ3g 1本、
エンド用チップ 10本

水酸化カルシウム系歯科根管充填材料
ジーシー カルフィー・ペースト
高度管理医療機器
21500BZZ00134000




キャンペーン
セット品

- 根管内に挿入しやすいカーブタイプのチップ!
- 細いチップでも押し出しやすい!

単回使用 **エンド用チップ**

希望医院価格 ¥1,050

包装 ●1袋: 10本
歯科用充填・修復材補助器具(歯科用注入器具)
ジーシー エンド用チップ
一般医療機器 13B1X10160000033



根尖孔外への
押し出し禁止



正しい
充填方法




プランジャーは
軽い力でゆっくり押す



注入と同時に
チップを引き上げる



誤った
充填方法



チップの先端を
根尖部に押し込む



根尖孔外に向けてペーストを
強く押し出す