


# XP2シリーズでSRPをもっと軽やかに

## シャープニングフリー

正しいブレード形状を維持できるため、変形によるリスクを最小限に抑えられます。さらに、器材メンテナンスの時間が短縮されることで、術者の負担軽減と診療の効率化にもつながります。

## 切れ味が持続する

刃部の仕上がりが滑らかで、刃こぼれが起りにくくなっています。余分な側方圧をかけずに操作でき、術者の手指への負担と患者さんの不快感を軽減します。



## あなたにぴったりのパートナーを選択できる

|       | ステンレススチール   | XP2  | XP2 ProThin                                  |
|-------|---|--|--|
| 材質    | <p><b>TALON TOUGH</b></p> <p>「硬く鋭い鷲の爪」の意味を持つ、熱処理とアイステンパリングを施した特殊なステンレス合金です。シャープな切れ味が持続し、高い耐久性と耐蝕性を備えています。</p> <p>シャープニングが必要</p> | <p><b>XP2シリーズ</b></p> <p>SQUARED Technology (研磨技術)とプラズマフュージョン(特殊加工)により、滑らかで耐久性が高く、シャープニング直後のような切れ味が持続します。</p> <p>シャープニングフリー ※XP2シリーズはシャープニングを行うことができません。</p> | <p><b>XP2 ProThin</b></p>                    |
| ブレード幅 | <p>10%減</p>   | <p>10%減</p>  |  |
| ハンドル  | <p>S 1/4インチ Sハンドル</p> <p>L 5/16インチ Lハンドル</p> <p>X 3/8インチ Xハンドル* (イェグルライト)</p>   | <p>X 3/8インチ Xハンドル* (イェグルライト)</p>   | <p>X 3/8インチ Xハンドル* (イェグルライト ProThin タイプ)</p> |
| 使用場面  | <p>多量に付着した歯石や硬い歯石の除去に</p>   | <p>超音波スケーラー後の仕上げやSRPに</p>  | <p>SPTやメンテナンス時の少量の歯石の除去に</p>                 |

**SURE GRIP HANDLE**


ハンドルには、フラットな3本リングとファインカットが施されており、濡れたグローブで握っても滑りにくく、正確な作業を行えます。

\* Xハンドルは形態別に色調が決まっています。

## 3つの形状



## 開口量が少ないケースには



# グレイシーキュレット

包装 ●

ステンレススチール S L 1本  
X 1本

XP2 X 1本

歯周用キュレット グレイシー キュレット  
一般医療機器 13B1X0015500071

歯周用キュレット XP2 グレイシー キュレット  
一般医療機器 13B1X00155000321

〈製品コード〉

| ブレードタイプ | ステンレススチール |          |          | XP2      |
|---------|-----------|----------|----------|----------|
|         | S         | L        | X        | X        |
| ハンドルタイプ |           |          |          |          |
| G1-2    | 70009634  | 70009623 | 70010360 | 70017852 |
| G3-4    | -         | 70009624 | 70010361 | 70017853 |
| G5-6    | 70009636  | 70009625 | 70010362 | 70017854 |
| G7-8    | -         | 70009626 | 70010363 | 70017855 |
| G9-10   | 70009638  | 70009627 | 70010364 | 70017856 |
| G11-12  | -         | 70009628 | 70010365 | 70017857 |
| G13-14  | 70009641  | 70009630 | 70010366 | 70017858 |
| G15-16  | 70009642  | 70009631 | 70010367 | 70017859 |
| G17-18  | 70009644  | 70009633 | 70010368 | 70017860 |

