

ご注文については、お取引の販売店様にご注文ください。

キャンペーン期間

2026
4.21 ▶ 5.20

〈数量限定〉

歯科接着用レジンセメント

フジルーティング® EX Plus 保険適用

新規 & ご愛用感謝

CAMPAIGN

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

この度、「フジルーティング® EX Plus 新規&ご愛用感謝キャンペーン」を実施いたします。是非、この機会にご用命ください。

GC



フジルーティング® EX Plus (2カートリッジ) 1函と

キャンペーンセット品 ルシェロ フロス ミントワックス ピンク 30m 1個を

組み合わせ価格にてご提供!!



歯科接着用レジンセメント

フジルーティング®
EX Plus (2カートリッジ)


1 函

色調 ● 1色 = ライトイエロー

包装・希望医院価格 ● 1 函:

カートリッジ 13.3g (7.2mL) 2本、練和紙 (No.22) 1冊 = ¥11,800

歯科接着用レジンセメント ジーシー フジルーティング EX Plus
管理医療機器 305AKBZX00044000




メタル補綴装置に最適!

口腔内装着後 **2分45秒** で最終硬化!!

診療スタイルに合わせて余剰セメントの除去方法を選択できます

タックキュア
照射

各面 **3秒** の照射で
余剰セメントを一塊のまま
ポロッと除去



化学重合

装着後1分~1分半で
余剰セメントを一塊のまま
ポロッと除去

キャンペーンセット品

ルシェロ フロス
ミントワックス
ピンク 30m

【包装・希望医院価格】
30m1個 = ¥270

1 個



- 約6μmのマイクロファイバーを約1400本束ねたデンタルフロス!
- 歯間に入れやすいワックスタイプ!
- 隣接面のセメント除去にも!

ルシェロ フロスの
特長は裏面へ