

イオム アクア

歯科用ユニット

装備一覧表

スタンダードモデルの場合 ●:標準装備 △:オプション ▲:工場オプション(ご注文時に申し受けます)

ドクターユニット	
ドクターユニット本体:フロアマウントタイプ、スライド	●
デリバリータイプ、オーバーアームタイプ、カートタイプ*	●
ドクターユニット3HP(タービン1回路/モーター1回路)	●
イオムシリンジDr.	●
タービンホースキット(1本)	●
グリーンインパルス S-ML	●
チタンXカブリングLED(1個)	●
MGモーター本体、ホースキット(1セット)	●
Ti-X コントラ C1:1L(1本)	●
Ti-X ストレート S1:1(1本)	●
ジーシータービンスプレー(1本)	●
トレーシートII標準トレー(10枚)	●
左側ワイド(オーバーアームのみ)	●
ドクターパネル保護シート(10枚)	●
スーパーロー制御機構	●
ハンガー追加キット 一式(1HP追加する際に加算)	▲
タービンホースキット	▲
グリーンインパルス S-ML/S-SL	△
チタンXカブリング	△
チタンXカブリングLED	△
カポ エキスパートトルク E680L	△
カポ エキスパートトルク ミニ E677L	△
カポ マルチフレックスLUXカブリング465LED	△
カポ マルチフレックスLUXカブリング460LED	△
Tiモーター 本体、ホースキット	▲
Tiモーター SL本体、ホースキット	▲
MGモーター本体、ホースキット	▲
MX2 PLUSモーター本体、ホースキット	▲
Ti-X ストレート S1:1	△
Ti-X コントラ C1:1/C1:1L	△
Ti-X コントラ C1:5/C1:5L	△

* ドクターユニット カートタイプの場合、カートホースの長さ及びチェアベースの配管位置については弊社までお問い合わせください。

アシスタントユニット	
アシスタントユニット本体:フロアマウントタイプ	●
イオムシリンジASL	●
バキュームハンドピース(ボールジョイント付)	●
自動洗浄セパレータータンク	●
回転スピットン(マニュアル)	●
カラー(セレクト):ホワイト、ディープブルー	●
ヒータータンク	●
排水トラップ、バキューム切換弁	●
オートコック給水(超音波センサ)	●
ディスポーザブルカップ(100個)	●
エジェクター	●
外部給水	●
ツインターボクリーナーII 搭載(あり/なし)	●
ツインターボクリーナー液 750mL(1本/6本セット)※1本標準装備	△
フラッシングアダプタ	△
アシスタントパネル保護シート(10枚)	●
オートスピットン	▲
サポートバー	▲
外部給気	▲
イオムシリンジ ディスポシリンジノズル用アダプタ付A用	△
除菌フィルター エアー・水用	△
除菌フィルター エアー用	△
除菌フィルター 水用	△
液晶モニターアーム(別途モニター要)	△
配管ボックス	△
メガネ置き	△
ティシューケース:ライトポール用/オーバーアーム用	△
PC本体ケース	△
アシスタントパネル保護シート(50枚)	△
アシスタントトレーシリコーンシート	△
パイプクリーナー2000mL	△
オートトルブラス	△
フロークリーナー	△

チェア	
チェア本体:ステップレスタイプ、	●
ステップタイプ、カンタータイプ	
チェアベース:ショートベースタイプ、ロングベースタイプ	
ヘッドレスト(マニュアル)	
シートカラー(セレクト):	
(標準色)メタリックブルー、メタリックパープル、サンセットイエロー、	
マロンブラウン、リーフグリーン、ターコイズ	
(特別色)ラベンダーブルー、ライトピンク、ワインレッド、コーラルオレンジ	
フットコントローラー(セレクト):円形ペダルタイプ、2ペダルタイプ	
フットスイッチ(チェアタイプ)	
イオム FCコネクト	▲
イオム FCコネクト(追加キット)	△
パワーヘッドレスト アークタイプ	▲
フットスイッチ チェアタイプ パワーヘッドレスト切替スイッチ	▲
リラクゼーションシート"シフォン"(標準色のみ)	▲
アームレスト:右のみ/左のみ/左右組	▲
ゴムステップ(ステップチェアタイプのみ)	▲
オペレーティングライト	
ライト本体:グローバルライトII(LED) ユニットタイプ	●
ツイスト機能	●
ライトポール	●
ライトヘッドスイッチ(セレクト):センサ、レバー	●
ライトポール 液晶モニターアーム用	▲
ライト本体:グローバルライトII(LED) 自動昇降ユニットタイプ	▲
マイクロスコープ用ライトポール(EX TARO 300用 / OP-PI pico用 / OP-Dent用)	▲
その他	
外装カバー(セレクト):シルバー、ホワイト	●
外装カバー:メタリックブルー	▲
オペレーティングスツールOS-IV(ドクター用)	△
オペレーティングスツールOS-IV(アシスタント用)	△

オートクレーブ滅菌対応
グリーンインパルス
Ti-X コントラ/Ti-X ストレート
MX2 PLUSモーター/MGモーター本体
歯面清掃器ハンドピース
パリオス2/EMS2/ニュートロンスケーラーハンド
ピース・チップ・レンチ
シリンジノズル・カバー・ディスポシリンジノズルアダプタ
バキュームハンドピース・I型チップ・シリコンチップ
エジェクターハンドピース・チップ(金属製)
シリコンシート
ライトハンドルカバー

消毒用アルコールによる清拭消毒対応
チェアシート
ドクターユニット(トレー・ハンガー・アーム)
アシスタントユニット(ハンガー・アーム)
操作パネル
ライト(アーム・ボール)
シリンジ本体
タービン用カブリング(ライト付)
マイクロモーター本体
ホース(タービン・モーター・バキューム・エジェクター)
スピットン(洗浄ノズル・コップ用ノズル・コップ受け)

ディスポーザブル
各トレーシート
各パネル保護シート
ディスポシリンジノズル

* 詳しくは各製品の使用説明書にしたがい、正しく清掃、除菌、殺菌、滅菌、保管を行ってください。