

イオム アクア

歯科用ユニット

エアタービン

- 

1.グリーンインパルス S-ML ライト付
4 点注水スプレー (ステンレスボディ)
ヘッドサイズφ 10.6 × H12.4mm
- 

グリーンインパルス S-SL ライト付
4 点注水スプレー (ステンレスボディ)
ヘッドサイズφ 10.1 × H13.3mm
- 

▶ 歯科用ガス圧式ハンドピース グリーンインパルス
管理医療機器 特定保守管理医療機器
224ALBZX00044A01
製造販売元 株式会社ナカニシ
- 

4.カボ エキスパートトルク E680L ライト付
4点注水スプレー
- 

5.カボ エキスパートトルク ミニ E677L ライト付
3点注水スプレー
- 

▶ 歯科用ガス圧式ハンドピース エキスパート トルク
管理医療機器 特定保守管理医療機器
223AIBZX00038000
製造販売元 カボプランメカジャパン株式会社

- 

2.チタンXカプリングLED
3.チタンXカプリング
- 

▶ 歯科用ガス圧式ハンドピース グリーンインパルス
管理医療機器 特定保守管理医療機器
224ALBZX00044A01
製造販売元 株式会社ナカニシ
- 

6.カボ マルチフレックスLUXカプリング465LRN
ライト付 スプレー調節リング付
- 

7.カボ マルチフレックスLUXカプリング465LED
ライト付 スプレー調節リング付
- 

▶ 歯科用ガス圧式ハンドピース マルチフレックス カプリング
管理医療機器 特定保守管理医療機器
218AIBZX00075000
製造販売元 カボプランメカジャパン株式会社

モーターアタッチメント

- 

8.Ti-X コントラ C1:1 ライトなし
シングルスプレー 等速 CA用 MAX 40,000min⁻¹
- 

9.Ti-X コントラ C1:1L ライト付
シングルスプレー 等速 CA用 MAX 40,000min⁻¹
- 

10.Ti-X コントラ C1:5 ライトなし
4点注水スプレー 5倍速 FG用 MAX 200,000min⁻¹
- 

11.Ti-X コントラ C1:5L ライト付
4点注水スプレー 5倍速 FG用 MAX 200,000min⁻¹
- 

12.Ti-X ストレート S1:1 ライトなし シングルスプレー
等速 HP用 MAX 40,000min⁻¹
- 

▶ ストレート・ギアードアングルハンドピース Ti-X ストレート
管理医療機器 特定保守管理医療機器 219ALBZX00014A01 製造販売元 株式会社ナカニシ
- 


13.カボ エキスパートマティック E20C ライトなし
シングルスプレー 等速 CA用 MAX 40,000min⁻¹
- 


14.カボ エキスパートマティック E20L ライト付
シングルスプレー 等速 CA用 MAX 40,000min⁻¹
- 


15.カボ エキスパートマティック E10C ライトなし
シングルスプレー 等速 HP用 MAX 40,000min⁻¹
- 


▶ ストレート・ギアードアングルハンドピース エキスパート マティック
管理医療機器 特定保守管理医療機器 223AIBZX00039000
製造販売元 カボプランメカジャパン株式会社

マイクロモーター (ブラシレス)

- 


16.MGモーター LEDライト付 内部注水方式 ブラシレス **本体滅菌可能**
MAX40,000min⁻¹
 - 


▶ 歯科用電気回転駆動装置 エレクトリック マイクロモータ
管理医療機器 特定保守管理医療機器 220AFBZX00212000
製造販売元 ビエン・エア・アジア株式会社
 - 


17.MX2 PLUSモーター LEDライト付 内部注水方式 ブラシレス **本体滅菌可能**
MAX40,000min⁻¹
 - 


▶ 歯科用電気回転駆動装置 エレクトリック マイクロモータ
管理医療機器 特定保守管理医療機器 220AFBZX00212000
製造販売元 ビエン・エア・アジア株式会社
- ※ ライト付ハンドピースは、ライトなしマイクロモーターには装着できません。


ウルトラソニックスケーラー


- 


20.
- 


21.
- 


G4 G8 G9
- 


20. パリオス2スケーラー ライトなし
21. パリオス2 Lスケーラー LEDライト付
- 

▶ 歯科用多目的超音波治療器 パリオス 1 7 0
管理医療機器 特定保守管理医療機器 223ALBZX00036000
製造販売元 株式会社ナカニシ
- 


22.
- 


23.
- 


チップA チップP チップPS
- 


22. EMS2スケーラー ライトなし
23. EMS2 Lスケーラー ライト付
- 


▶ 超音波歯周用スケーラー EMS スケーラー
管理医療機器 特定保守管理医療機器 225AFBZX00073000

- 

24.
- 


25.
- 


1 1S 10P
- 


24. ニュートロン スケーラー ライトなし
25. ニュートロン スケーラー ライト付
- 

▶ 歯科用多目的超音波治療器 ニュートロン モジュールキット
管理医療機器 特定保守管理医療機器 224ALBZX00038000
製造販売元 白水貿易株式会社

マイクロモーター (ブラシ)

- 

18.Tiモーター S ライトなし 内部注水方式
MAX 40,000min⁻¹
 - 

19.Tiモーター SL LEDライト付 内部注水方式
MAX 40,000min⁻¹
 - 

▶ 歯科用電気回転駆動装置 T i モーター S
管理医療機器 特定保守管理医療機器 223ALBZX00020A01
製造販売元 株式会社ナカニシ
- ※ ライト付ハンドピースは、ライトなしマイクロモーターには装着できません。

※ 回転数につきましては、12ページをご確認ください。

歯面清掃器

- 

26. エアフローハンドピース (縁上)
- 

ペリオフローハンドピース (縁下)
- 


26. キット エアフロー
▶ 電動型機器接続歯面清掃用器具 キット エアフロー
管理医療機器 303AKBZX00016000

シリンジ

- 

27.
- 

28.
- 

27. イオムシリンジ Dr./Asi.
28. イオムシリンジ
ディスボシリンジ用アダプタ付 Dr./Asi.
ディスボシリンジノズル
- 

▶ 歯科用口腔洗浄器 イオムシリンジ
一般医療機器 1381X00155000235

口腔内カメラ


- 

29.
- 

29. MyRay カム C-U2
▶ 歯科用口腔内カメラ MyRay カム C-U2
一般医療機器 1381X00155000309


エアフローハンドピース (縁上)

清掃能力の向上とエアロゾル飛散を抑制



ペリオフローハンドピース (縁下)

歯周ポケット内に噴射し効率良く清掃可能



ジーシー 歯面清掃パウダー + 水溶性が高く歯周ポケット内にも噴射可能



パウダー主成分のエリスリトールは、洋ナシや味噌等に含まれる天然糖のため、糖尿病の患者さんにも低GI*のパウダーで処置できます。また水溶性が高いため、狭いスペースや歯周ポケット内にもパウダーが残りにくくなっています。



ジーシー 歯面清掃パウダー +
内 容 量 : 120g
主 成 分 : エリスリトール
平均粒径 : 14 μm
保管条件 : 周囲温度 ~25℃、
相対湿度 ~90%

歯面研磨材 ジーシー 歯面清掃研磨パウダー
一般医療機器 1381X00155000249

※弊社エアフローを既にご使用の医院様
「ジーシー 歯面清掃パウダー + (エリスリトール)」をご使用される
場合、パウダー・チャンバー内供給エア圧の変更が必要なため弊社
支店・営業所までご連絡ください。

※2025年6月現在の情報です。