



Aadva ミル LD-Iを使って プロビジョナルの製作が効率的に。 Aadva PMMAディスク新登場。

Aadva PMMAディスクは、Aadva ミル LD-Iを使って効率的にプロビジョナル レストレーションの製作が行える専用ディスクです。テクニシャンは時間と手間がかかるプロビジョナルブリッジの製作をCAD/CAMに任せて省力化が図れます。

*PMMA：アクリル樹脂



●プロビジョナル製作の省力化

CAD/CAM活用で再製作なども容易。適合も良好なので、調整作業が少なく省力化にも寄与します。

●成型品ゆえの高い物性

高い曲げ強度によりマージンでもチッピングの心配なく加工や研磨が行えます。

●高い研磨性

フィラーを含まないため、レーズ研磨で簡単に滑沢な面が得られます。


●他レジンとの相性も良好

ナノコートカラーや常温重合レジンなどとの相性も良く効率的な作業が行えます。



Aadva ミル LD-Iでの削り出し状態。

優れた曲げ強度



Aadva PMMAディスク

- 用途：プロビジョナル レストレーション(歯冠色)の製作
- 色調：3色=A1、A2、A3
- サイズ：1種 20D(φ98×20mm厚)

【包装】1 函2枚入
1 函5枚入

歯科切削加工用レジン材料
管理医療機器 223AABZX00079000



ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

*掲載の価格とジーシー研究所測定の実験データは、2012年4月現在のものです。*価格は希望医院・技工所価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ**
東京都文京区本郷3-2-14 愛知県春日井市鳥居松町2-285

DIC(デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎ **0120-416480**

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286