



スプルーカット部やコーピング面全体など面積の大きな部分の形態調整

審美修復において話題の高強度ジルコニア。『Aadva ポイント Zr』は、CAD/CAMで加工された高強度ジルコニア製補綴物のマージンラインや形態、厚さなどを的確、効率的に切削・調整できる、これからのラボワークで欠かすことのできない製品です。

審美補綴のニューマテリアル 『高強度ジルコニア』の 調整・研磨を効率的に。

■ダイヤモンド砥粒の高密度配合により、硬いジルコニアコーピングなどを効率的に切削・調整できます。

■弾力にすぐれた特殊合成ゴムをバインダーに使用。チッピングしやすいマージン部等でも容易に調整できます。



スプルーカット部やブリッジの隣接面調整



マージンカラー部の調整



マージンカラー部の調整



唇舌側部の調整



形態番号	100 C	115 C	115S C	115 F	115S F	
粗さ	コース	コース	コース	ファイン	ファイン	
色調	青	青	青	黄緑	黄緑	
作業部	直径(mm)	25	12	6	12	6
	厚さ(mm)	2	2	1.5	2	1.5
全長(mm)	48.5	43.5	42.5	43.5	42.5	

ジルコニア用研削材〈H.P.用〉

Aadva ポイント Zr

【形態】5種類 100 C、115 C、115S C、115 F、115S F
【包装】1函各1本

一般医療機器 11B3X00053000009



※色調は印刷の都合上、実際の色とは異なって見えることがあります。※製品の仕様・外観は、予告なく変更になる場合があります。

ご使用に際しては、必ず製品添付の
説明書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元・製造元 大和化成工業株式会社

東京都板橋区蓮沼町76-1

埼玉県草加市稲荷2-1-8

DIC (デンタルインフォメーションセンター)

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

フリーダイヤル ☎0120-416480

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)283-1751 ●九州(092)441-1286

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp/>

IC005V0906