

Aadva ポイントZr

ジルコニア用研削材



審美補綴のニューマテリアル『高強度ジルコニア』の調整・研磨を効率的に。

スプルーカット部やコーピング面全体など面積の大きな部分の形態調整



- ダイヤモンド砥粒の高密度配合により、硬いジルコニアコーピングなどを効率的に切削・調整できます。
- 弾力にすぐれた特殊合成ゴムをバインダーに使用。チップングしやすいマージン部等でも容易に調整できます。

形態3種類
粗さ2種類

形態番号	100 C	115 C	115S C	115 F	115S F
粗さ	コース	コース	コース	ファイン	ファイン
色調	青	青	青	黄緑	黄緑
作業部	直径(mm)	25	12	6	6
	厚さ(mm)	2	2	1.5	1.5
全長(mm)	48.5	43.5	42.5	43.5	42.5

スプルーカット部やブリッジの隣接面調整



マージンカラー部の調整



マージンカラー部の調整



唇舌側部の調整



ジルコニア用研削材

Aadva ポイント Zr 〈H.P.用〉

形態●5種=100 C、115 C、115S C、115 F、115S F ※C：コース（粗）、F：ファイン（細）

シャンク●1種=HP

包装・希望医院価格●1 函各1本：100 C、115 C、115 F、115S C、115S F

歯科用ゴム製研磨材 Aadva ポイント Zr 一般医療機器 28B3X10005000009

※写真は原寸ではありません。

※掲載情報とジーシー研究所のデータは、2025年10月現在のものです。

※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

※本パンフレットに記載されている会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **マシンツール中央**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 兵庫県西宮市津門大塚町7-5

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.（土曜日、日曜日、祝日を除く）
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)785-8040 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも
App Store からダウンロード
Google Play でお申し込み
どちらもコチラのQRでOK!

ジーシー
公式アプリ



IC005X2510