

レジン歯 前歯

上顎

| 形態番号 | ▲ 尖形 TAPERING | 全横径 | 中切歯横径 | 中切歯長径 |
|------|---------------|------|-------|-------|
| N1 | | 41.0 | 7.5 | 9.4 |
| N2 | | 43.0 | 8.0 | 10.0 |
| N3 | | 48.0 | 8.5 | 10.8 |
| P2 | | 44.0 | 8.0 | 10.5 |
| P3 | | 46.0 | 8.5 | 11.0 |
| P4 | | 49.0 | 9.0 | 11.6 |
| R1 | | 41.0 | 7.5 | 9.8 |
| R2 | | 44.0 | 8.0 | 10.2 |
| R3 | | 47.0 | 8.5 | 11.2 |

| 形態番号 | ● 卵円形 OVOID | 全横径 | 中切歯横径 | 中切歯長径 |
|------|-------------|------|-------|-------|
| U2 | | 44.0 | 8.0 | 10.8 |
| U4 | | 50.0 | 8.7 | 12.5 |
| X2 | | 44.0 | 8.0 | 10.0 |
| X3 | | 47.0 | 8.5 | 10.5 |
| Y0 | | 40.0 | 7.4 | 8.4 |
| Y1 | | 41.0 | 7.7 | 9.4 |
| Y2 | | 45.0 | 8.5 | 9.7 |

上顎

| 形態番号 | ■ 方形 SQUARE | 全横径 | 中切歯横径 | 中切歯長径 |
|------|-------------|------|-------|-------|
| F2 | | 46.0 | 8.0 | 10.5 |
| H2 | | 44.0 | 8.0 | 10.0 |
| H4 | | 48.0 | 8.7 | 11.4 |
| K3 | | 46.0 | 8.5 | 10.0 |

下顎

| 形態番号 | | 全横径 | 中切歯横径 | 中切歯長径 |
|------|--|------|-------|-------|
| A2 | | 32.5 | 5.0 | 9.8 |
| A3 | | 36.5 | 5.6 | 10.0 |
| A4 | | 37.0 | 5.7 | 10.5 |
| B0 | | 30.0 | 4.4 | 8.0 |
| B1 | | 30.0 | 4.7 | 8.8 |
| B2 | | 33.5 | 5.2 | 9.0 |
| B3 | | 35.0 | 5.4 | 9.0 |
| B4 | | 38.0 | 6.0 | 10.0 |

中切歯長径(mm)はカラーを除く。単位は全てmmです。