

ウイルスを含む飛沫
(3μm以上)
99%カット
測定機関(財)日本化学繊維検査協会

GC



AllerCatcher®

サージカルマスク

アレルキャッチャー®マスク


サイズ●約17.5cm×9cm
包装・希望医院価格●
30枚1函



ウイルスキャッチ
高性能フィルター使用!


4層構造フィルターが
強力バリア

特殊加工した高性能フィルターが
飛沫・花粉・ハウスダストなどを吸着、
分解し、ウイルスを吸着、防御します。



ノーズフィットワイヤーが
鼻の形にピッタリフィット

ノーズフィットワイヤーが鼻の形状
に沿ってぴったりフィットするので、
顔とマスクとの隙間から外気の侵入
を妨げます。



抗菌材として
フタロシアニンを配合

アレルキャッチャー®マスクは、フタロ
シアニン(Phthalocyanine)を抗
菌材として配合しています。



ウイルスを含む飛沫(3μm以上)

99%カット

京都産業大学(鳥インフルエンザ研究センター)
ダイワボウ特許共同出願

高い消臭性
消臭効率

90.0%以上

通気性がいいので
息ラクラク

抗菌材
フタロシアニン配合

●このマスクは抗ウイルス性を持つ素材で作られていますが、
病気の予防を保証するものではありません。適宜手洗いやうがいによる予防措置をお心掛けください。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。※掲載の仕様は、2009年1月現在のものです。
※AllerCatcher、アレルキャッチャーは大和紡績株式会社の登録商標です。

ご使用に際しては、必ず使用上の
注意事項をお読みください。

販売元 株式会社 ジーシー / 製造元 ● ダイワボウノイ株式会社
東京都板橋区連沼町76-1 daluabo 東京都中央区日本橋人形町2-26-5

DIC(デンタルインフォメーションセンター)
フリーダイヤル ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)283-1751 ●九州(092)441-1286