




ジーシーアローマロイド[®]

寒天印象材

GC

コシの強さと使いやすさで、
インレーからポストの印象まで広範囲をカバーする
寒天印象材“アローマロイド”。

Aromaloid




アローマファインプラスとの相性がすぐれています。 コシの強さとすぐれたチキントロピー性が、 精度の高い印象採得を可能にします。

■コシの強さとすぐれたチキントロピー性。

圧接時に発揮される適度な流動性は、複雑なポストやマージン部の正確な印象採得を可能にしました。また、コシが強いので口腔内からの撤去時にも、ちぎれにくくなっています。

■ディテールを判別しやすい鮮やかな色調。

アルジネート印象材や血液などと識別しやすい、鮮やかなグリーンです。透明感を抑えた色調は、微妙な凹凸やマージン部の判別を容易にします。



寒天印象材

ジーシー アローマロイド[®]

包装 ● シリンジタイプ 90本入(5/16インチ)1瓶
シリンジタイプ 60本入(5/16インチ)1函
カートリッジタイプ 48本入 1函
※ストレージ温度 60~63℃
管理医療機器 219AFBZX00062000

アローマロイドとの相性がすぐれた アルジネート印象材「ジーシー アローマファインプラス」

関連製品



(ノーマルセット) (ファストセット) (スローセット)
管理医療機器 管理医療機器 管理医療機器
221AKBZX00075000 221AKBZX00077000 221AKBZX00078000

アルジネート印象材・ 石こう自動練和器 「スーパーらくねる Fine」



一般医療機器 13B1X00155000022

自動練和機専用 アルジネート印象材

「ジーシー アローマファイン ミキサータイプ」

管理医療機器 219AFBZX00193000



※製品の仕様および外観は、改良のためお断りなく変更することがありますので、ご了承ください。
※掲載の参考データは、2014年6月現在のものです。

ご使用に際しては、必ず製品の
添付文書をお読みください。

発売元 株式会社 ゴーシー / 製造販売元 株式会社 ゴーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

DIC (デンタルインフォメーションセンター)
お客様窓口 ☎ 0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支店
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286