

セラスマート 270 (HT)


CAD/CAM用高靱性ハイブリッドブロック



High Translucent Block

審美的透明感を再現したセラスマート

セラスマート 270 透明性の比較



審美性に優れた透明感を追求

口腔内スキャナー

IOS を用いた審美診療にフォーカス

セラスマート 270(HT) は、従来のセラスマート同様のミリング性を有し、研磨性、光沢維持性に優れた透明性の高い高靱性ハイブリッドレジンブロックです。そのため、より透明性が求められる審美性の高いインレーやアンレー症例に適しています。



術 前



IOS による印象採得・インレー接着



術 後

CAD/CAM用高靱性ハイブリッドブロック

セラスマート 270 (HT)

サイズ●2形態=12、14

色調●5色=A1HT、A2HT、A3HT、A3.5HT、B1HT




包装●5個1函(各色):サイズ12、サイズ14



包装●5個1函(各色):サイズ12、サイズ14


■ビッカース硬度

[HV0.2]




■3点曲げ強さ

[MPa]



■破壊エネルギー

[N・cm]



吸水後 = 37℃水中浸漬7日後
全てジーシー研究所測定データ

歯科切削加工用レジン材料 セラスマート270 管理医療機器 228AABZX00115000

関連製品



歯科接着用レジンセメント

ジーシー ジーセム ONE EM

色調●4色=ユニバーサル(A2)、ホワイト(オペーク)、A03、トランスルーセント

包装●1函: シリンジ2本

※ユニバーサル(A2)には、パリューバック(5本入)もあります。

歯科接着用レジンセメント

ジーシー ジーセム ONE EM

管理医療機器 301AKBZX00021000



ハイブリッドレジン用切削・研磨キット

マスターキット HR ツイスト

チェアサイド用 (7本入)

形態●ダイヤモンドバー 3種、ポリッシャー4種

シャンク●1種=FG

包装●1函セット(7本入)

キット注文コード: 89397 ※各単品もあります。

歯科用ゴム製研磨材 マイジンガーマスターキット

一般医療機器 13B1X00155000279



つや出し用ダイヤモンドペースト

ダイヤモンドポリッシャーペースト

包装●1函

歯科用研磨器材

ジーシー ダイヤポリッシャーペースト

一般医療機器 23B2X00038000027



歯科用研磨器材

研磨ブラシ・フェルト セット


包装●セット1函

※各単品もあります。

歯科用研磨器材 ジーシー 研磨ブラシ・フェルト セット

一般医療機器 13B3X10377000111

製造販売元 株式会社クロダブラシ 荒川工場



Aadvia CAD/CAM システム

Aadvia ミル スーベリア

包装●

Aadvia ミル スーベリア 一式

Aadvia ミル スーベリア用CAMソフトウェア (PC セット)

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

Aadvia ミル スーベリア

一般医療機器 13B1X00155000315

※加工機本体の保守料及びCAMソフトウェアのライセンス更新料は2年目以降1年毎に別途発生いたします。

※加工機本体の保守期間は、最大5年間(初年度:無料、2年目以降4年間)契約することが可能です。

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2025年7月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号

製造販売元 株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ
愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地

製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支 店
●東 京(03)3813-5751 ●大 阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東 北(022)785-8040 ●九 州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも
App Store からダウンロード
Google Play からダウンロード
どちらもコチラのQRでOK!

ジーシー
公式アプリ

