



コンポジットレジン研磨用バーセット

D16Lff



● 歯頸部の形成。特に歯根の長い歯には便利です。

V16 ff




● 歯頸部や歯肉縁下の形成。

C16 ff




● 隣接面および歯間空隙の形成。

C17 ff



● 白歯部咬頭、および隆線の微細な形成。咬合調整。
● 頬側溝付近の形成。

D17 ff



● 白歯部咬頭、および隆線の微細な形成。咬合調整。
● 頬側溝付近の形成。

D4012 ff



● 前歯舌側小窩、および隆線の形成。
● 白歯町合面溝、および隆線の形成。咬合調整。