



アラバスタアイボリー




ゴールドブラウン



グレー

Harmonic Color

模型との調和を考えたニュータイプのインレーワックスです。



模型との調和を考えた色調設定


- ニューフジロックの2色との同色化により、色調的な錯覚(膨張感・縮小感)に感わされることなく正確なワックスアップが行えます。
- 反対側同名歯や隣在歯を参考にしやすくバランスの良い、より正確なワックスアップが行えます。
- インフォームドコンセントの一環としてワクシング診断用や試適用として活用可能。患者さんに理解していただきやすい組合せです。

使いやすく、経済性に優れたニューフォーム&パッケージ

- 長方体のワックス形状は、作業にちょうど良い高さ。量が少なくなくても最後まで快適に使用できます。
- 紙とプラスチックだけの簡易包装のため廃棄しやすく環境にも配慮しています。

精度と操作感に優れたワックス特性 特に電気インスツルメントとの相性は抜群です。

- 溶融温度は低めながら、硬めのワックスと同様の硬化特性。熱膨張もマージン用と同等に抑えてありますので変形が少なく正確なパターンが制作できます。
- サッと溶解できるので電気インスツルメントを低めの温度に設定でき、より高い精度と作業効率アップに役立ちます。また、流れすぎず盛り上げ性に優れています。
- わずかに硬めながら脆さや引っかかり感がなく軽い力で快適に彫刻可能。削りカスもベタつきにくくなっています。



インレーワックス

ジーシー キュービックワックス

新発売

- 種類: 1種=30mm(幅)×30mm(奥行)×50mm(高さ)
- 色調: 3色=アラバスタアイボリー、ゴールドブラウン、グレー
- 包装: 1函=40g



医療用具許可番号 27BZO178号