


ディスポーザブル クリーンボックス

粉塵の飛散を防止して作業環境を改善!
チェアサイドや訪問診療をサポート。

- チェアサイド: 研磨時の粉塵の飛散防止に
- 訪問診療: 義歯の調整などの防塵対策に
- 持ち運びや保管に便利な組み立て式



正面を斜面にすることで作業時の広い視野を確保

特許・意匠出願中

スペースに合わせてサイズは2種類

■サイズ:大 (幅:28cm)



大はボックスの横幅28cmと広い作業スペースを確保。作業時のボックスの向きは、写真のようにお好みで2通りの使い方ができます。

■サイズ:小 (幅:15cm)



小はスペースが狭い時に最小限の防塵スペースを確保。ボックスを持ったまま、スタンディングポジションでもご使用いただけます。



ジーシー ディスポーザブル クリーンボックス

材質●ポリプロピレン
種類●2種:大、小
寸法●大:W280×D190×H230mm (1個あたりの重量:60g)
小:W150×D190×H230mm (1個あたりの重量:40g)
包装●大10個入 / 小10個入

■折り線に沿って折るだけで、簡単に組み立てられます。
■組み立てには、はさみで切ったり、テープ止めは不要です。

折り畳んでコンパクトに廃棄

使用後は、切削粉が入ったまま折り畳んで廃棄できます。訪問先での後片付けも簡単です。



※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※掲載の情報は2011年10月現在のものです。

発売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷 3-2-14

DIC (デンタルインフォメーションセンター)
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支店
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286