


デュラデント 白歯



形態番号		片側全横径 (mm)	第一小白歯長径 (mm) (カラー部を除く)	第一大臼歯長径 (mm) (カラー部を除く)
28M	上顎	28.0	8.9	7.3
	下顎	30.0	8.9	7.3
30M	上顎	30.0	9.3	7.8
	下顎	32.0	9.3	7.8
32M	上顎	32.0	9.6	8.2
	下顎	34.0	9.6	8.2



形態番号		片側全横径 (mm)	第一小白歯長径 (mm) (カラー部を除く)	第一大臼歯長径 (mm) (カラー部を除く)
28S	上顎	28.0	8.4	6.4
	下顎	30.0	8.1	6.4
30S	上顎	30.0	9.0	7.1
	下顎	32.0	8.7	7.1
32S	上顎	32.0	9.5	7.7
	下顎	34.0	9.5	7.7