

ジーシー エピテックス

フィルム状アルミナ研磨ストリップ

GC



タイトなコンタクト部にもスムーズに挿入
歯面にしなやかフィット

EPITEX



種類●

種類	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (μm)	粒度	
ストリップ	粗粒<ブルー>	5	10	75	#280
	中粒<グリーン>	5	10	50	#500
	微粒<グレー>	5	10	45	#800
	超微粒<ピンク>	5	10	40	#1200
マトリックス	透明	8	10	50	—

フィルム状アルミナ研磨ストリップ

ジーシー エピテックス

包装●

スターターキット:ストリップ4本(各種類1本 10m)、マトリックス1本(10m)、ディスペンサースタンド1個

単品包装:ストリップ1本(各種類 10m)、マトリックス1本(10m)

歯科研削用ストリップ ジーシー エピテックス 一般医療機器 23B2X00038000015

薄く、しなやか。

タイトなコンタクト部へもスムーズに挿入。

4つの粒度順に使用することで、効率よく仕上げ研磨が行えます。

好みの長さにカットでき残量確認が容易な

スケルトンディスペンサーも魅力的。

■ 輪郭形成しやすいフィルム状ストリップ

薄くしなやかで、歯の形状に合わせた輪郭形成が容易です。

歯頸辺縁部付近を研磨するときも、歯肉への損傷を軽減できます。

■ 目づまりしない砥粒パターン

レジンやフィラーで目詰まりしないよう、砥粒の配置にパターンを付与しました。効率よく仕上げ研磨が行えます。

■ 識別しやすいカラーコード

砥粒の粒度別に4種類。それぞれ一目で識別できるように、色分けしました。

■ お好みの長さにカットでき、残量確認も容易なスケルトンディスペンサー

長さ10m、幅5mm*のテープが収められており、必要な長さを引き出してカットできます。

補充のタイミングが判りやすい透明なボディを採用しました。

※ストリップ



※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2021年10月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシーデンタルプロダクト**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

支店
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ



どちらもコチラのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:12.4以上、Android:8.0以上です。