

/'GC/'

e s s e n t a

Shade Concept



a  
e  
s  
e  
n  
t  
a



Bleach/Junior



Young



Adult



Senior



Posterior  
Duo



Posterior  
Mono

前歯の色調再現

臼歯の色調再現



a  
e  
s  
s  
e  
n  
t  
a



Light Dentin

Medium Dentin

Dark Dentin

Light Enamel

Dark Enamel

Universal

Masking Liner



より審美要求の高い症例に  
対応するために

— エッセンシア モディファイヤー の活用 —



Red Brown  
Modifier



Black  
Modifier



White  
Modifier



Opalescent  
Modifier



3つの内部ステイン材とペーストタイプの  
オパール・ハロータイプのご用意  
しております。それらを活用すること  
により、裂溝のステイン、ホワイトスポット、  
切縁のオパール・ハロー等の効果を付け  
ることができます。

a

t

c

e

s

s

e