

歯科用グローブ(ラテックス製・未滅菌)

# ジーシー グローブ II (歯科用)

## 医療従事者の院内感染対策に



**信頼できるグローブで、  
快適な作業を**



※ジーシー グローブ II (歯科用): 歯科用手袋 単回使用  
一般医療機器 27B1X00021000062

術者から患者、患者から患者など  
交差感染を防止するためにも  
グローブの着用が必要です。

### 👤 ダブルチェックで安全確保

全数ピンホール検査を2回実施しているので、  
交差感染対策に適しています。

### 👤 フィット感が良く作業しやすい

天然ゴム使用による高い伸縮性と表面の梨地加工により、  
滑りにくく作業しやすいです。

### 👤 パウダーフリー

パウダーフリーにより、グローブ着脱時に着衣などを  
汚す心配がありません。

●本品を装着してエクザフィンなどビニルシリコーン印象材を操作しますと、硬化が妨げ  
られます。パテタイプの練和にはプラスチックグローブを使用してください。

細かな作業も快適



各サイズの寸法 (mm)					全長	幅
	SS	S	M	L		
幅	75(±5)	85(±5)	95(±5)	105(±5)		
全長	240以上					

サイズ●4種 (SS、S、M、L) ※左右兼用  
包装・希望医院価格●1 函 (100枚入)

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。  
※掲載の価格は、2014年1月現在のものです。  
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ご使用に際しては、必ず製品記載の  
添付文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **原田産業株式会社**  
東京都文京区本郷3-2-14 大阪府大阪市中央区南船場2-10-2

DIC(デンタルインフォメーションセンター)  
お客様窓口 ☎0120-416480  
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)  
<http://www.gcdental.co.jp>

支店  
●東 京(03)3813-5751 ●大 阪(06)4790-7333  
営業所  
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722  
●東 北(022)207-3370 ●九 州(092)441-1286