

歯科用グローブ(ラテックス製・未滅菌)

ジーシー グローブⅡ (歯科用)

医療従事者の院内感染対策に



**信頼できるグローブで、
快適な作業を**



歯科用手袋 ジーシー グローブⅡ (歯科用)
一般医療機器 27B1X00021000062

術者から患者、患者から患者など
交差感染を防止するためにも
グローブの着用が必要です。

ダブルチェックで安全確保

全数ピンホール検査を2回実施しているので、
交差感染対策に適しています。

フィット感が良く作業しやすい

天然ゴム使用による高い伸縮性と表面の梨地加工により、
滑りにくく作業しやすいです。

パウダーフリー


パウダーフリーにより、グローブ着脱時に着衣などを
汚す心配がありません。

●本品を装着してエクザフィンなどビニルシリコン印象材を操作しますと、硬化が妨げ
られます。パテタイプの練和にはプラスチックグローブを使用してください。

細かな作業も快適



各サイズの寸法 (mm)			
	SS	M	L
幅	75(±5)	95(±5)	105(±5)
全長	240以上		



サイズ●3種(SS、M、L) ※左右兼用

包装●1函(100枚入)

ご使用に際しては、必ず製品記載の
添付文書をお読みください。

※掲載情報は2026年6月現在のものです。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **原田産業株式会社**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 大阪府大阪市中央区南船場2-10-2

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支 店
●東 京 (03)3813-5751 ●大 阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
●東 北 (022)785-8040 ●九 州 (092)441-1286