


ジーシー リーマ ファイル K / H



■種類、太さの識別が容易なシンボルマーク。

ハンドルの頭部にリーマ、ファイルK、ファイルHを識別するためのマークと太さをプリント。リーマボックスからの取り出しや滅菌後の整理などの能率がアップします。




No.	リーマ	ファイルK	ファイルH	ガターバーチャポイント カラーコード国際規格型	カラーコードペーパー ポイント国際規格型
08					
10					
15					
20					
25					
30					
35					
40					
45					
50					
55					
60					
70					
80					
90					
100					
110					
120					
130					
140					

抜群の操作性と切削性。 ジーシー リーマ・ファイル

■操作性・グリップ感が良好。
グローブでも使いやすい独特のハンドル形状。

デンタルグローブを装着するケースを考慮してハンドルの太さや形状を握りやすいように設計。その結果、より使いやすく、より確実なリーミング・ファイリングを実現します。



■ラバーストッパーを標準装着。(厚さ 1 mm)

根尖の曲り方向や作業時の回転角度が判断できる独特のしずく型のラバーストッパー付き。リーマ、ファイル K / H が色分けされているので、ひと目で違いがわかります。




■切削性に優れた高品質の刃先。

ヨーロッパ製の硬くシャープな刃先は、抜群の切削性を発揮。耐久性にも優れているため、効率的なリーミング作業が行えます。もちろん硬いだけでなく優れた柔軟性も兼ね備えておりますので湾曲した根尖にも的確に対応できます。

■長さの識別が容易に行える
ハンドル部のライン。

ハンドル側面のライン本数により長さ(1本=21mm、2本=25mm、3本=28mm)の識別が容易に行えます。



■各種滅菌にも安心です。

リーマ・ファイルとも、耐薬品・耐熱・耐変色性に優れた材質を使用していますので、各種滅菌にも対応できます。

■〈リーマ/ファイルK・H共通〉太さ(20種) = # 08、# 10、# 15、# 20、# 25、# 30、# 35、# 40、# 45、# 50、# 55、# 60、# 70、# 80、# 90、# 100、# 110、# 120、# 130、# 140/長さ(3種) = 21mm、25mm、28mm

包装…〈リーマ/ファイルK・H共通〉1パック=6本(# 15・20・25・30・35・40各1本または# 08～# 40単一形態6本) …… ¥2,440

1パック=6本(# 45～# 80各1本または# 45～# 140単一形態6本) …… ¥2,920

一般医療機器 23B2X00038000012



根管長調整用器材

カラーメジャーストップパー
COLOUR MEASURE STOPPER

リーマ・ファイルの作業長を機械的に規制するストップパー。カラーチャート化されたストップパーの厚みは6種。作業長の調整は0.5mm単位で行えます。

- 形態** 厚さ6種=1mm(白)、1.5mm(黄)、2mm(赤)、3mm(青)、4mm(緑)、5mm(黒)
- 包装** 単一包装 1函=72個(各種類別)………
組合せ包装 1函=72個(1mm、1.5mm各18個、2mm～5mm各9個)



ガターパーチャポイント〈国際規格型〉

ガターパーチャポイント〈カラーコード〉
GUTTA PERCHA POINTS(COLOR CODE)

太さと長さはすべて国際規格に適合した寸法です。頭部は国際規格に準じて着色しており太さの選択が容易です。

- 形態** 太さ(16種)=#25、#30、#35、#40、#45、#50、#55、#60、#70、#80、#90、#100、#110、#120、#130、#140
長さ=1種(30mm全形態共通)
- 包装** 1函=120本(#25～#80各形態別)
1函=60本(#90～#140各形態別)
組合せ包装1函=120本(#25～#50各20本)

管理医療機器 13900BZZ00053000



ガターパーチャポイント〈アクセサリ〉
GUTTA PERCHA POINTS(ACCESSORY)

国際規格型ガターパーチャポイントはマスターポイントとして、本品はアクセサリポイントとして使用できます。

- 形態** 13種=混、大、中、小、細混、細大、細中、細小、太混、太大、太中、太小、特
- 包装** 1函=150本 ……………

管理医療機器 20200BZZ01184000



ガターパーチャポイント〈国際規格型〉

ガターパーチャソフトポイント
GUTTA PERCHA SOFT POINTS

ガターパーチャソフトポイントは、常温ではコシがあるため、彎曲の強い根管にも挿入しやすい新しいタイプのガターパーチャポイントです。

- 形態** 太さ(10種)=030、035、040、045、050、055、060、070、080、090
- 包装** 1函=120本(030～080各形態別) ……
1函=60本(090) ……………
組合せ包装1函=120本(030～055各20本)

管理医療機器 221AABZX00076000




根管長調整用器材

ラバーストッパー
RUBBER STOPPER

「エンドゲージ」を用いてリーマ・ファイルに固定し、作業長をマークするストップパー。独特のしずく型形態なので、根尖の曲り方向や作業時の回転角度などが判断できます。

- 形態** 3色=イエロー、グリーン、ブルー
- 包装** 単一包装 1函=120個(各色調別) ……
3色組合せ包装1函=120個(3色各40個)



根管長調整用器材

エンドゲージ

根管形成時、リーマ・ファイルの作業長にラバーストッパーを正確にセットすることができます。オートクレーブ滅菌可。

- 包装** 1函 ……………



ペーパーポイント〈国際規格型〉

カラーコードペーパーポイント
COLOR CODED PAPER POINTS

コシが強くケバ立ちがなく、吸水性も良好。形成根管内の乾燥などに効率良く使えます。

- 形態** 太さ5種=#20(黄)、#25(赤)、#30(青)、#45(白)、#60(青)
- 包装** 単一包装 1函=200本(各形態別) ……
組合せ包装 1函=200本(5形態各40本)

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※掲載の価格とジーシー研究所測定の見積データは、2010年5月現在のものです。
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。