

ロケーターアタッチメント ルート用コンポーネント




オーバードンチャー 維持システム

ロケーターシステムは、オーバードンチャーの維持装置を簡便に作製できるシステムです。ルート用コンポーネントは、固定性の高い天然歯の歯根にフィメールを植立して使用します。固定源がしっかりと確保されるため義歯が安定し、患者さん自身で義歯を着脱できるため清掃も簡単に行えます。また、メールを交換することで維持力を変更できるなど、多くの利便性に溢れています。

ルート用コンポーネント 再使用禁止 フィメール

【材質】 ステンレス鋼
パラレルポスト：ポリエチレン ドリルスペーサー：ポリオキシメチレン

製品名	包装	製品 No.
ロケーター フィメール 0°	1 パック = 2 個	7B003
ロケーター フィメール 10°		7B004
ロケーター フィメール 20°		7B005
ロケーター キャストフィメール (パラレルポスト付)		7B008
ロケーター スポットフェイスダイヤモンドバー	1 パック = 1 個	7B006
ロケーター パイロットドリル (スペーサー付)		7B007




ジーシー ロケーターアタッチメント ルート用コンポーネント 管理医療機器 228AKBZX00023000

以下のパーツはインプラント用と共用

ロケーターアタッチメント

製品名	包装	製品 No.
メールプロセッシング パッケージ 2/パック	デンチャーキャップ、ブロックアウト スペーサー、メール (ブルー、ピンク、 クリア) 各2個	6B706

※1 パック包装、デンチャーキャップの単品販売はございません。



単品包装	維持力 (kgf)	使用角度*	包装	製品 No.
メール (ブルー)	0.7	0 ~ 10°	1/パック = 4 個	6B708
メール (ピンク)	1.4			6B709
メール (クリア)	2.3			6B710
メール (グレー)	0.0	0 ~ 20°		6B711

※1 本あたりの角度で、アバットメント間の角度は2倍になります。

ジーシー インプラント ロケーターアタッチメント 管理医療機器 225AKBZX00074000

補綴用コンポーネント 再使用禁止 コアツールを除く

【材質】 インプレッションコーピング：アルミニウム合金
ブラックプロセッシングメール、パラレルポスト：ポリエチレン
ブロックアウトスペーサー：シリコーン

製品名	包装	製品 No.
ロケーター インプレッションコーピング	1 パック = 4 個	6B699
ロケーター ブラックプロセッシングメール	1 パック = 4 個	6B700
ロケーター パラレルポスト	1 パック = 4 個	6B701
ロケーター ブロックアウトスペーサー	1 パック = 20 個	6B703
ロケーター コアツール	1 パック = 1 個	6B704

ジーシー インプラント ロケーターアタッチメント 補綴用コンポーネント 一般医療機器 13B1X00155000248



技工用コンポーネント

【材質】 アナログ：アルミニウム合金
プロセッシングスペーサー：ポリオキシメチレン

製品名	包装	製品 No.
ロケーター アナログΦ5mm	1 パック = 4 個	7B010
ロケーター プロセッシングスペーサー		7B011

ジーシー インプラント ロケーターアタッチメント 技工用コンポーネント 一般医療機器 13B1X00155000247



※掲載情報は2022年1月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支店
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ



どちらもコチラのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:12.4以上、Android:8.0以上です。