

# マージン精密適合

ジーシーのインレーワックス〈マージン〉



●ぬれ性に優れ、他のワックスとのなじみが良いので、マージン部の置き換えに最適です。

●柔軟性が高く、薄く形成してもチッピングしたりちぎれたりする心配がありません。

適度な付着性で模型材と密着するので、ワックスの収縮によるマージン部の浮き上がりを防ぎます。

内面用としても、通常のインレー用としてもご利用いただけます。模型材に着色しにくくなっています。

●缶は浅くコンパクトで使いやすい設計です。

□物理的性質

凝固点 (°C)	加圧短縮率 (%)			熱膨張率 (%)
	30°C	40°C	45°C	
60.6	0.3	37.5	78.2	0.31



歯科鑄造用インレーワックス

## ジーシーインレーワックス〈マージン〉

色調●1色 = グリーン 凝固点●60.6°C 包装●1缶 = 40g

一般医療機器 27B2X00008000030



### ジーシーインレーワックス 〈ソフト〉〈ミディアム〉〈ハード〉

	色調			
	グレー	レッド	バイオレット	グリーン
ソフト	●	●	●	—
ミディアム	●	●	—	●
ハード	●	●	—	●