

ジーシー 技工用カーバイドバー〈H.P.用〉



Since 1921
100 years of Quality in Dental

技工用カーバイドバー

<p>(超粗目・クロスカット) SXタイプ</p>	<p>Gタイプ(粗目)</p>	<p>(標準) ノーマルタイプ</p>
<p>(標準) ノーマルタイプ</p>		
<p>(標準・クロスカット) GXタイプ</p>		
<p>(細目・クロスカット) FXタイプ</p>		
<p>(細目・クロスカット) MFタイプ (ミチアヘアピット)</p>		
<p>(超細目・クロスカット) EXタイプ</p>		

- 表の写真はほぼ原寸です。
- 形態番号の上2桁または3桁の番号表示は、弊社独自のヘッド形態番号です。
- 「498FX 016」、「499 023」、「499FX 023」は先端部に刃は付与されておりません。
- 形態番号の下3桁は頭部径を表します (ISO規格表示)。
- 形態番号の下3桁についている色表示は使用回転数を表します。

色表示	使用回転数
(頭部径 060 以上のバー)	3 万回転 / 分以下
(頭部径 050 以下のバー)	4 万回転 / 分以下



技工用カーバイドバー

ジーシー 技工用カーバイドバー

形態●46種：SXタイプ2種、Gタイプ1種、GXタイプ11種、ノーマルタイプ12種、FXタイプ7種、MFタイプ5種、EXタイプ6種

包装●1函：1本

歯科技工用カーバイド切削器具 ジーシー 技工用カーバイドバー

一般医療機器 13B1X00155000041

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2024年1月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎ **0120-416480**
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ



どちらもコチラのQRでOK!
推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。