


リブデント FB-30ポーセレン100/プラスチック100




形態番号	片側全横径(mm)	第一小臼歯長径(mm) (カラー部を除く)	第一大臼歯長径(mm) (カラー部を除く)
28M/30	上顎	28.0	6.7
	下顎	30.0	5.8
30M/32	上顎	30.0	7.2
	下顎	32.0	6.3
32M/34	上顎	32.0	7.8
	下顎	34.0	6.6

リブデント FB-20ポーセレン100/プラスチック100




形態番号	片側全横径(mm)	第一小臼歯長径(mm) (カラー部を除く)	第一大臼歯長径(mm) (カラー部を除く)
28M/30	上顎	28.0	5.7
	下顎	30.0	6.0
30M/32	上顎	30.0	6.3
	下顎	32.0	6.5
32M/34	上顎	32.0	6.7
	下顎	34.0	6.9



形態番号	片側全横径(mm)	第一小臼歯長径(mm) (カラー部を除く)	第一大臼歯長径(mm) (カラー部を除く)
28S*/30	上顎	28.0	5.5
	下顎	30.0	5.4
30S*/32	上顎	30.0	6.0
	下顎	32.0	5.8
32S*/34	上顎	32.0	6.5
	下顎	34.0	6.2

*S型はポーセレンのみの形態です。

リブデント フラットポーセレン/プラスチック



形態番号	片側全横径 (mm)	第一小臼歯長径 (mm) (カラー部を除く)	第一大臼歯長径 (mm) (カラー部を除く)
28M/32	上顎	28.0	5.6
	下顎	32.0	5.4
30M/34	上顎	30.0	6.0
	下顎	34.0	5.7

●写真は、ポーセレン歯を使用しておりますので、プラスチック歯とは形態及び寸法が多少異なることがあります。リブデントポーセレンとリブデントプラスチックはモールドが共通です。
(ただし、*印のものはポーセレンのみのモールドです)