


# リブデントグレース 前歯

●形態及び寸法表の定義



## 上顎

### R (REGULAR) TYPE

形態番号		全横径	中切歯横径	中切歯長径
AS-3		40.8	7.5	10.4
AS-4		43.6	8.0	11.1
AS-5		46.2	8.5	11.7
AS-6		49.0	9.0	12.5

### L (LONG) TYPE

形態番号		全横径	中切歯横径	中切歯長径
AS-4L		43.6	8.0	11.7
AS-5L		46.2	8.5	12.4
AS-6L		49.0	9.0	13.2

### S (SHORT) TYPE

形態番号		全横径	中切歯横径	中切歯長径
AS-4S		43.6	8.0	9.3
AS-5S		46.2	8.5	9.9

## 下顎

### R (REGULAR) TYPE

形態番号	NORMAL TYPE	全横径	中切歯横径	中切歯長径
AS-3		31.2	4.7	9.3
AS-4		33.2	5.0	9.9
AS-5		35.4	5.3	10.6
AS-6		37.6	5.6	11.3

### L (LONG) TYPE

形態番号	LONG TYPE	全横径	中切歯横径	中切歯長径
AS-4L		33.2	5.0	10.2
AS-5L		35.4	5.3	10.9
AS-6L		37.6	5.6	11.6

### S (SHORT) TYPE

形態番号		全横径	中切歯横径	中切歯長径
AS-4S		33.2	5.0	8.6
AS-5S		35.4	5.3	9.1

中切歯長径(mm)はカラーを除く。単位は全てmmです。