



リブデントグレース 白歯

●形態及び寸法表の定義



| 形態番号 | | 片側全横径 (mm) | 第一小白歯 歯冠長 (カラー部を除く) a(mm) | 第一大白歯 歯冠長 (カラー部を除く) a'(mm) | 第一小白歯 舌側高さ b(mm) | 第一大白歯 舌側高さ b'(mm) |
|--------|----|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| AS-29M | 上顎 | 29.0 | 9.6 | 8.0 | 7.8 | 7.9 |
| | 下顎 | 30.0 | 8.9 | 7.4 | 6.3 | 6.3 |
| AS-31M | 上顎 | 31.0 | 10.3 | 8.6 | 8.3 | 8.4 |
| | 下顎 | 32.0 | 9.5 | 7.9 | 6.7 | 6.8 |
| AS-33M | 上顎 | 33.0 | 10.9 | 9.2 | 8.8 | 9.0 |
| | 下顎 | 34.0 | 10.2 | 8.4 | 7.2 | 7.2 |