


リブデントパーシャル



形態番号		片側全横径(mm)	第一小臼歯長径(mm) (カラー部を除く)	第一大臼歯長径(mm) (カラー部を除く)
28M/30	上顎	28.0	9.2	7.5
	下顎	30.0	9.1	7.5
30M/32	上顎	30.0	10.0	8.0
	下顎	32.0	9.5	7.9
32M/34	上顎	32.0	10.3	8.5
	下顎	34.0	9.9	8.2

■S形態(隙)



形態番号		横径(mm)	歯冠長径(mm) (カラー部を除く)
<u>S</u>	上顎	3.5	8.6
<u>S</u>	下顎	3.4	8.7

※大きさは1種類です。左右の別はありません。