

Meisinger

リチウムシリケートガラスセラミックス用切削・研磨キット

マイジンガーラスターキットLiSi


チェアサイド用

リチウムシリケートガラスセラミックスの切削・研磨に適したバーとポリッシャーのキットです。

切削 ミディアム ファイン

仕上げ

ツヤ出し



ラボ用

リチウムシリケートガラスセラミックスに適した切削・研磨キットです。セラミックスの調整やグレース後の研磨にも適しています。

粗切削

仕上げ

ツヤ出し



ラスターキット LiSi チェアサイド用(7本入)

注文コード
89276

包装●1 函:

マイジンガーダイヤモンドバー (3 種各 1 本) DMZ0801(FG)010, DMZ850F(FG)018, DMZ833F(FG)023

マイジンガーポリッシャー (4 種各 1 本) FPDPO02(RA/CA)040, FPDPO07(RA/CA)060, FPDPO05(RA/CA)040, FPDPO08(RA/CA)060

歯科用ゴム製研磨材 マイジンガーラスターキット 一般医療機器 13B1X00155000279

単品包装

| | マイジンガーダイヤモンドバー | | | マイジンガーポリッシャー | | | |
|-----------|---|------------|---------|---|---------|---------|---------|
| 用途 | 切削 ミディアム | 切削 ファイン | | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | ツヤ出し |
| 形態番号 | DMZ0801 | DMZ850F | DMZ833F | FPDPO02 | FPDPO07 | FPDPO05 | FPDPO08 |
| シャンク種類 | FG (フリクショングリップ) | | | RA/CA (ライトアングル/コントラアングル) | | | |
| ISOサイズ | 010 | 018 | 023 | 040 | 060 | 040 | 060 |
| 最大許容回転数/分 | 300,000 | 250,000 | 190,000 | 10,000 | | | |
| 包装 | 5 本入 1 パック | | | 2 本入 1 パック | | | |
| 注文コード | 81986 | 81989 | 81990 | 82183 | 82184 | 82185 | 82186 |
| | 歯科用ダイヤモンドバー マイジンガーダイヤモンドバー 一般医療機器 13B1X00155000273 | | | 歯科用ゴム製研磨材 マイジンガーポリッシャー 一般医療機器 13B1X00155000277 | | | |

ラスターキット LiSi ラボ用(5本入)

注文コード
89277

包装●1 函:

マイジンガーアブレーションポイント (1 種 1 本) AM9736G(HP)150

マイジンガーポリッシャー (4 種各 1 本) FPDPO02(HP)040, FPDPO05(HP)040, FPDPO03(HP)110, FPDPO06(HP)110

歯科用ゴム製研磨材 マイジンガーラスターキット 一般医療機器 13B1X00155000279

単品包装

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---------|---------|---------|--|
| | マイジンガーアブレーションポイント | マイジンガーポリッシャー | | | | |
| 用 途 | 粗切削 | 仕上げ | | | ツヤ出し | |
| 形態番号 | AM9736G | FPDP002 | FPDP003 | FPDP005 | FPDP006 | |
| シャンク種類 | HP (ハンドピース) | | | | | |
| ISOサイズ | 150 | 040 | 110 | 040 | 110 | |
| 最大許容回転数/分 | 25,000 | 20,000 | | | | |
| 包 装 | 2 本入 1 パック | | | | | |
| 注文コード | 89321 | 82187 | 82188 | 82189 | 82190 | |
| | 歯科技工用アブレーション研磨器具 マイジンガーアブレーションポイント 一般医療機器 13B1X00155000278 | 歯科用ゴム製研磨材 マイジンガーポリッシャー 一般医療機器 13B1X00155000277 | | | | |

Meisinger

× initial LiSi

for Lithium Silicate glass
























歯科用スチールバー









マイジングースチールバー RA(CA)

チェアサイド用

*1 例) 008: 頸部最大径が0.8mm *2 最大許容回転数 min⁻¹


| 形態番号 | ST1 | ST1 | ST1 | ST1 | ST1 | ST1 | ST1 | ST1 | ST1 | ST1 | ST1 | ST1 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| シャンク種類/ ISOコード* | RA(CA) 005 | RA(CA) 006 | RA(CA) 007 | RA(CA) 008 | RA(CA) 009 | RA(CA) 010 | RA(CA) 012 | RA(CA) 014 | RA(CA) 016 | RA(CA) 018 | RA(CA) 021 | RA(CA) 023 |
| 回転数*2 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 60,000 | 50,000 | 45,000 | 40,000 | 35,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 注文コード | 89355 | 89356 | 89357 | 89358 | 89359 | 89360 | 89361 | 89362 | 89363 | 89364 | 89365 | 89366 |
| 用途 | 外科 | | | | | | | | | | | |

| 形態番号 シャンク種類/ ISOコード*1 回転数*2 | ST1 | ST1 | ST1 | ST1 | ST36 | ST36 | ST38 | ST38 | ST38 | ST38 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RA(CA) 025 | RA(CA) 027 | RA(CA) 029 | RA(CA) 031 | RA(CA) 008 | RA(CA) 010 | RA(CA) 008 | RA(CA) 010 | RA(CA) 012 | RA(CA) 021 |
| | 30,000 | 30,000 | 25,000 | 25,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 40,000 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注文コード | 89367 | 89368 | 89369 | 89370 | 89379 | 89380 | 89382 | 89383 | 89384 | 89388 |
| 用途 | 外科 | | | | 高洞形成 充塞物除去 | | | | | |

| 形態番号 シャンク種類/ ISOコード*1 回転数*2 | ST1 | ST1 | ST1 | ST1 | ST1 | ST1 | ST1 | ST1 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RAL(CAL) 009 | RAL(CAL) 010 | RAL(CAL) 012 | RAL(CAL) 014 | RAL(CAL) 016 | RAL(CAL) 018 | RAL(CAL) 021 | RAL(CAL) 023 |
| | 12,000 | 12,000 | 9,000 | 9,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注文コード | 89371 | 89372 | 89373 | 89374 | 89375 | 89376 | 89377 | 89378 |
| 用途 | 外科 | | | | | | | |

〈シャンクの種類〉

※全長は標準値であり、器具の形態によって全長が異なる場合があります。



包装・希望医院価格●1パック10本入:
ST1 RA(CA): 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 014, 016, 018, 021, 023=¥1,440
ST1 RA(CA)=025, 027, 029, 031=¥3,590
ST36 RA(CA)=008, 010=¥1,810
ST38 RA(CA)=008, 010, 012, 021=¥1,810
ST1 RAL(CAL)=009, 010, 012, 014, 016, 018, 021, 023=¥2,320

歯科用スチールバー マイジングースチールバー 一般医療機器 13B1X00155000280

■ご注文について
ご注文の際には、マイジングー製品の種類が多いためお手数ですが
製品名(形態番号、シャンク種類、ISO)と**注文コード**の両方と
ご注文数をお知らせください。

(例) ST38 の RA(CA) 008 を2パックご注文される際は、
「ST38・RA(CA)008 / 89382を2パック」
とお知らせください。

※写真は原寸ではありません。
※掲載情報とジーシー研究所のデータは、2025年6月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※本パンフレットに記載されている会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)785-8040 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



どちらもコチラのQRでOK!

ジーシー
公式アプリ



I2002X2506