



マイジナーダイヤモンドディスク

高品質の天然ダイヤモンド砥粒を優れた加工法で機能的なデザインに仕上げているため、耐久性と切削効率に優れています。

DM940F 	DM940F HP 220 30,000 0.2 81900	DM915DF 	DM915DF HP 220 30,000 0.2 81901
---	---	---	--

→形態番号
→シャンク種類 / ISOコード
例) 008: 頭部最大径が0.8mm
→最大許容回転数 min⁻¹
→注文コード

マイジナーダイヤモンドディスク (HP用) 1本入1パック

DM940F
DM915DF

陶材
その他
技工用

陶材
その他
技工用

マイジナーアブレーションポイント

高品質のコランダムを使用し、均等にセラミック焼結しています。強度、耐食性、精度に優れたシャンクで偏心の無い回転が得られます。

コース			メディアム	メディアム	コース	メディアム	→タイプ →形態番号 →シャンク種類 / ISOコード 例) 008: 頭部最大径が0.8mm →最大許容回転数 min ⁻¹ →注文コード
AM731 HP 065 50,000 13.0 89316	AM732 HP 050 50,000 12.5 89317	AM733 HP 035 50,000 10.5 89318	AMZ652R HP 035 10,000 10.5 89319	AM9735G HP 050 25,000 13.0 89399	AM9736H HP 150 25,000 3.0 89320	AM9736G HP 150 25,000 3.0 89321	

その他
技工用

陶材
その他
技工用

陶材
その他
技工用

陶材
その他
技工用

マイジナーアブレーションポイント (HP用) AM731 / AM732 / AM733 **5本入1パック** AMZ652R **1本入1パック**
AM9736H / AM9736G **2本入1パック** AM9735G **2本入1パック**

マイジナーポリッシャー

2ステップにより効率の良い研磨が可能です。

■リチウムシリケートガラスセラミックス、ジルコニア用

■コンポジットレジン、ハイブリッドレジン用

仕上げ FP9771M RA(CA) 140 20,000 82191	ツヤ出し FP9771C RA(CA) 140 20,000 82192	仕上げ FP9771M HP 170 15,000 82193	ツヤ出し FP9771C HP 170 15,000 82194	仕上げ FP9762M RA(CA) 040 20,000 82195	ツヤ出し FP9762F RA(CA) 040 20,000 82196	仕上げ FP9769M RA(CA) 100 20,000 82197	ツヤ出し FP9769F RA(CA) 100 20,000 82198	仕上げ FP9769M HP 170 15,000 82199	ツヤ出し FP9769F HP 170 15,000 82200	ツヤ出し FP9787 HP 145 20,000 82201
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

陶材

陶材

レジン

レジン

レジン

レジン

■ジルコニア用

仕上げ FPDCA04 RA(CA) 040 20,000 82175	ツヤ出し FPDCA10 RA(CA) 040 20,000 82176	仕上げ FPDCA13 RA(CA) 060 20,000 82177	ツヤ出し FPDCA14 RA(CA) 060 20,000 82178	仕上げ FPDCA04 HP 040 20,000 82181	ツヤ出し FPDCA10 HP 040 20,000 82182	仕上げ FPDCA06 HP 170 20,000 82179	ツヤ出し FPDCA12 HP 170 20,000 82180	→タイプ →形態番号 →シャンク種類 / ISOコード 例) 008: 頭部最大径が0.8mm →最大許容回転数 min ⁻¹ →注文コード
--	---	--	---	--	---	--	---	--

陶材

陶材

陶材

陶材

■リユースサイトセラミック、リチウムシリケートガラスセラミックス用

■各種材料用 (金属、レジン、セラミックス用)

仕上げ FPDPO02 RA(CA) 040 20,000 82183	ツヤ出し FPDPO05 RA(CA) 040 20,000 82185	仕上げ FPDPO07 RA(CA) 060 20,000 82184	ツヤ出し FPDPO08 RA(CA) 060 20,000 82186	仕上げ FPDPO02 HP 040 20,000 82187	ツヤ出し FPDPO05 HP 040 20,000 82189	仕上げ FPDPO03 HP 110 20,000 82188	ツヤ出し FPDPO06 HP 110 20,000 82190	仕上げ FP140 ブラシ HP 220 20,000 89401	ツヤ出し FP160 パフ HP 220 10,000 89402
--	---	--	---	--	---	--	---	--	--

陶材

陶材

陶材

陶材

陶材

マイジナーポリッシャー

【 RA(CA)用 】

FPDCA04 / FPDCA10 / FPDCA13 / FPDCA14 /
FPDPO02 / FPDPO05 / FPDPO07 / FPDPO08 /
FP9762M / FP9762F

2本入1パック

FP9769M / FP9769F (ツイストタイプ)

2本入1パック

FP9771M / FP9771C (ツイストタイプ)

2本入1パック

【 HP用 】

FPDPO02 / FPDCA04 / FPDPO05 / FPDCA10 **2本入1パック**

FPDPO03 / FPDPO06 **2本入1パック**

FPDCA06 / FPDCA12 **1本入1パック**

FP9769M / FP9769F / FP9771M / FP9771C (ツイストタイプ) **2本入1パック**

FP9787 **1本入1パック**

FP140 (ブラシ) **5本入1パック**

FP160 (パフ) **5本入1パック**